

Vademecum - Elenco Prestazioni

11 DEOSSICORTISOLO		11DC			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
11 DEOSSICORTISOLO	nM/l	1.4	5	1.4	5
17 BETA ESTRADIOLO E2		17B			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
17 beta estradiolo	pg/ml				
fase follicolare	pg/ml			18.9	247
fase luteinica	pg/ml			22.4	256
post menopausa	pg/ml			7	44.5
uomo	pg/ml	11.6	41.2		
picco ovulatorio	pg/ml			35.5	571
17OH IDROSSICORTICOIDI		17OK			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>	raccolta delle urine delle 24 ore				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
17-idrossicorticoidi	mg/24h	5.0	23.0	4.0	17.0
bambini fino a 10 anni	mg/24h	0	10	0	10
17 OHPG (17ALFA IDROSSIPROGESTERONE)		17OP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
17alfa idrossiprogesterone	ng/mL				
fase follicolare	ng/mL			0.20	1.3
fase luteinica	ng/mL			1.0	4.5
uomini	ng/mL	0.20	2.3		
terapia estro-progestinica	ng/mL			0.14	1.11
post-menopausa	ng/mL			0.20	0.90
Pre-puberi	ng/mL	0.20	0.90	0.07	1.53
gravidanza	ng/mL			2.0	12.0
2-5 ESANDIONE URINARIO		2-5E			
<i>ETICHETTA</i>	ESANDIONE	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	22 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
2-5 ESANDIONE URINARIO	mg/l		< 0.4		< 0.4

Vademecum - Elenco Prestazioni

5-MTHFR Variante C677T		5MTH			
<i>ETICHETTA</i>	MTHFR	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>	L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
5-MTHFR Variante C677T					
ALFA2 MACROGLOBULINA		A2M			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
alfa-2-macroglobulina	g/l	1.43	2.86	1.43	2.86
ANTITROMBINA III		A3			
<i>ETICHETTA</i>	coagulazioni	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COAGUL.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
antitrombina III	%	84.6	120.2	84.6	120.2
AC. 5 - IDROSSINDOLACETICO		A5IN			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta 24 h con urine acidificate	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>	Evitare nei due tre giorni precedenti la raccolta e durante la raccolta stessa: banane, cioccolato, tea e dolci alla vaniglia. Prima di iniziare la raccolta portare il contenitore per preparare l'acidificazione delle urine.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ac.5 - idrossindolacetico	mg/24H	2.0	9.0	2.0	9.0
ANTICORPI ANTI ADENOVIRUS IgG TOTALI		AAAD			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	F.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti adenovirus negativi	titolo	< 40		< 40	
ANTIC. ANTI CARDIOLIPINE		AAC			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG	UGPL/ml	negativo	< 20	negativo	< 20
AB ANTI CARDIOLIPINA IGM		AACM			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ab anti cardioplipina Igm	UGPL/ml	negativo	< 20	negativo	< 20

Vademecum - Elenco Prestazioni

HDV Ab IgG (Anti DELTA)		AAD	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	11 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
anticorpi virus delta			negativo
		MIN DONNE	MAX DONNE
			negativo
ANTIC. ANTI ENDOMISIO IgG		AAE	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	IMM.FL.IND.		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
anticorpi anti endomisio		Negativi	
		MIN DONNE	MAX DONNE
		Negativi	
ANTIC. ANTI GLIADINA IgA-IgG		AAG	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
anticorpi anti gliadina IgA	U/ml	Negativo	< 18
anticorpi anti gliadina IgG	U/ml	Negativo	< 27
anticorpi anti gliadina IgA < 5 anni	U/ml	Negativo	< 36
anticorpi anti gliadina IgG < 5 anni	U/ml	Negativo	< 54
		MIN DONNE	MAX DONNE
		Negativo	< 18
		Negativo	< 27
		Negativo	< 36
		Negativo	< 54
AB ANTI LEGIONELLA		AALE	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
ab anti legionella	UA		<0.9
		MIN DONNE	MAX DONNE
			< 0.9
ANTIC. ANTI PIASTRINE (indiretto)		AAP	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>			
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
anticorpi anti piastrine		Negativo	
		MIN DONNE	MAX DONNE
		Negativo	
AB PARVOVIRUS B19		AAPV	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
IGG	UA		< 9.0
IGM	UA		< 9.0
IgG e IgM dubbie	UA	9	11
		MIN DONNE	MAX DONNE
		9	11

Vademecum - Elenco Prestazioni

ANTIC. ANTI SURRENE

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso

LMMG---

15 giorni

IMM.FL.IND.

AASU

IN SERVICE BIANALISI

MIN UOMO

MAX UOMO

MIN DONNE

MAX DONNE

anticorpi anti surrene

Negativo

Negativo

ABETE

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso

L--G---

1 giorni

EIA

ABE

IN SERVICE

MIN UOMO

MAX UOMO

MIN DONNE

MAX DONNE

abete

Vademecum - Elenco Prestazioni

ANTIBIOGRAMMA

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

coltura aspecifica

LMMGV--

2 giorni

COLT

ABG

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
amikacina	mm/ inibiz.	>16		>16	
amoxicillina/acido clavulanico	mm/inibiz.	>18		>18	
ampicillina	mm/inibiz.	>17		>17	
azitromicina	mm/ inibiz.	>18		>18	
flucitosina					
econazolo					
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
ketoconazolo					
miconazolo					
fluconazolo					
ceftriazone	mm/inibiz.	> 21		> 21	
cefaclor	mm/inibiz.	>18		>18	
ceftazidime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefonicid	mm/inibiz.	> 18		> 18	
cefuroxime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefalotina	mm/ inibiz.	>18		>18	
cefotaxime	mm/inibiz.	>23		>23	
cefpodoxime	mm/inibiz.	> 21		> 21	
clindamicina	mm/inib.	> 21		> 21	
cefixime	mm/inibiz.	> 19		> 19	
ciprofloxacina	mm/inibiz.	>21		>21	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
gentamicina	mm/ inibiz.	>16		>16	
imipenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
levofloxacina	mm/inibiz.	>17		>17	
meropenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
minociclina	mm/inib	> 19		> 19	
moxifloxacina	mm/inbiz	>19		>19	
nalidixico acido	mm/ inibiz.	>19		>19	
netilmicina	mm/inibiz.	>15		>15	
nitrofurantoina	mm/inibiz.	>17		>17	
norfloxacina	mm/inibiz.	>17		>17	
penicillina	mm/inibz.	>15		>15	
piperacillina	mm/ inibiz.	>18		>18	
piperacillina/tazobactam	mm/inibiz	>21		>21	
rifampicina	mm/inibiz.	> 20		> 20	
ticarcillina/acido clavulanico	mm/ inibiz.	>19		>19	
tobramicina	mm/inibiz.	> 15		> 15	
trimetoprin/sulfametoxazolo	mm/inibiz.	>16		>16	
ANTIMICOTICI					
amfotericina					
nistatina					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ABG TAMPONE FARINGEO

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

tampone faringeo

LMMGVS-

2 giorni

ABGF

IN SERVICE

INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
amikacina	mm/ inibiz.	>16		>16	
amoxicillina/acido clavulanico	mm/inibiz.	>18		>18	
ampicillina	mm/inibiz.	>17		>17	
clindamicina	mm/inibiz.	> 21		> 21	
flucitosina					
econazolo					
cefonicid	mm/inibiz.	> 18		> 18	
ketoconazolo					
miconazolo					
cefpodoxime	mm/inibiz.	> 21		> 21	
fluconazolo					
cefixime	mm/inibiz.	> 19		> 19	
ceftriazone	mm/inibiz.	> 21		> 21	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
cefaclor	mm/inibiz.	>18		>18	
ceftazidime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefuroxime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefalotina	mm/ inibiz.	>18		>18	
cefotaxime	mm/inibiz.	>23		>23	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
ciprofloxacina	mm/inibiz.	>21		>21	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
gentamicina	mm/ inibiz.	>16		>16	
imipenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
levofloxacina	mm/inibiz	> 17		> 17	
meropenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
minociclina	mm/inib	> 19		> 19	
moxifloxacina	mm/inibiz.	> 19		> 19	
nalidixico acido	mm/ inibiz.	>19		>19	
netilmicina	mm/inibiz.	>15		>15	
nitrofurantoina	mm/inibiz.	>17		>17	
norfloxacina	mm/inibiz.	>17		>17	
penicillina	mm/inibz.	>15		>15	
piperacillina/ tazobactam	mm/inibiz.	>21		>21	
piperacillina	mm/ inibiz.	>18		>18	
rifampicina	mm/inibiz.	> 20		> 20	
azitromicina	mm/ inibiz.	>18		>18	
ticarcillina/acido clavulanico	mm/ inibiz.	>19		>19	
tobramicina	mm/inibiz.	> 15		> 15	
trimetoprin/sulfametoxazolo	mm/inibiz.	>16		>16	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
ANTIMICOTICI					
amfotericina					
nistatina					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ABG SECRETO PROSTATICO

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

tampone uretrale

LMMGVS-

3 giorni

ABGP

IN SERVICE

INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
amikacina	mm/ inibiz.	>16		>16	
amoxicillina/acido clavulanico	mm/inibiz.	>18		>18	
ampicillina	mm/inibiz.	>17		>17	
clindamicina	mm/inibiz.	> 21		> 21	
flucitosina					
econazolo					
cefonicid	mm/inibiz.	> 18		> 18	
ketoconazolo					
miconazolo					
cefpodoxime	mm/inibiz.	> 21		> 21	
fluconazolo					
cefixime	mm/inibiz.	> 19		> 19	
ceftriazone	mm/inibiz.	> 21		> 21	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
cefaclor	mm/inibiz.	>18		>18	
ceftazidime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefuroxime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefalotina	mm/ inibiz.	>18		>18	
cefotaxime	mm/inibiz.	>23		>23	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
ciprofloxacina	mm/inibiz.	>21		>21	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
gentamicina	mm/ inibiz.	>16		>16	
imipenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
levofloxacina	mm/inibiz	> 17		> 17	
meropenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
minociclina	mm/inib	> 19		> 19	
moxifloxacina	mm/inibiz.	> 19		> 19	
nalidixico acido	mm/ inibiz.	>19		>19	
netilmicina	mm/inibiz.	>15		>15	
nitrofurantoina	mm/inibiz.	>17		>17	
norfloxacina	mm/inibiz.	>17		>17	
penicillina	mm/inibz.	>15		>15	
piperacillina/ tazobactam	mm/inibiz.	>21		>21	
piperacillina	mm/ inibiz.	>18		>18	
rifampicina	mm/inibiz.	> 20		> 20	
azitromicina	mm/ inibiz.	>18		>18	
ticarcillina/acido clavulanico	mm/ inibiz.	>19		>19	
tobramicina	mm/inibiz.	> 15		> 15	
trimetoprin/sulfametoxazolo	mm/inibiz.	>16		>16	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
ANTIMICOTICI					
amfotericina					
nistatina					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ABG SPERMIOCOLTURA

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

sperma
LMMGVS-
2 giorni

ABGS

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
amikacina	mm/ inibiz.	>16		>16	
amoxicillina/acido clavulanico	mm/inibiz.	>18		>18	
ampicillina	mm/inibiz.	>17		>17	
clindamicina	mm/inibiz.	> 21		> 21	
flucitosina					
econazolo					
cefonicid	mm/inibiz.	> 18		> 18	
ketoconazolo					
miconazolo					
cefpodoxime	mm/inibiz.	> 21		> 21	
fluconazolo					
cefixime	mm/inibiz.	> 19		> 19	
ceftriazone	mm/inibiz.	> 21		> 21	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
cefaclor	mm/inibiz.	>18		>18	
ceftazidime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefuroxime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefalotina	mm/ inibiz.	>18		>18	
cefotaxime	mm/inibiz.	>23		>23	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
ciprofloxacina	mm/inibiz.	>21		>21	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
gentamicina	mm/ inibiz.	>16		>16	
imipenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
levofloxacina	mm/inibiz	> 17		> 17	
meropenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
minociclina	mm/inib	> 19		> 19	
moxifloxacina	mm/inibiz.	> 19		> 19	
nalidixico acido	mm/ inibiz.	>19		>19	
netilmicina	mm/inibiz.	>15		>15	
nitrofurantoina	mm/inibiz.	>17		>17	
norfloxacina	mm/inibiz.	>17		>17	
penicillina	mm/inibz.	>15		>15	
piperacillina/ tazobactam	mm/inibiz.	>21		>21	
piperacillina	mm/ inibiz.	>18		>18	
rifampicina	mm/inibiz.	> 20		> 20	
azitromicina	mm/ inibiz.	>18		>18	
ticarcillina/acido clavulanico	mm/ inibiz.	>19		>19	
tobramicina	mm/inibiz.	> 15		> 15	
trimetoprin/sulfametoxazolo	mm/inibiz.	>16		>16	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
ANTIMICOTICI					
amfotericina					
nistatina					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ABG TAMPONE URETRALE

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

tampone uretrale

LMMGV--

4 giorni

ABGT

IN SERVICE

INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
amikacina	mm/ inibiz.	>16		>16	
amoxicillina/acido clavulanico	mm/inibiz.	>18		>18	
ampicillina	mm/inibiz.	>17		>17	
clindamicina	mm/inibiz.	> 21		> 21	
flucitosina					
econazolo					
cefonicid	mm/inibiz.	> 18		> 18	
ketoconazolo					
miconazolo					
cefpodoxime	mm/inibiz.	> 21		> 21	
fluconazolo					
cefixime	mm/inibiz.	> 19		> 19	
ceftriazone	mm/inibiz.	> 21		> 21	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
cefaclor	mm/inibiz.	>18		>18	
ceftazidime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefuroxime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefalotina	mm/ inibiz.	>18		>18	
cefotaxime	mm/inibiz.	>23		>23	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
ciprofloxacina	mm/inibiz.	>21		>21	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
gentamicina	mm/ inibiz.	>16		>16	
imipenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
levofloxacina	mm/inibiz	> 17		> 17	
meropenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
minociclina	mm/inib	> 19		> 19	
moxifloxacina	mm/inibiz.	> 19		> 19	
nalidixico acido	mm/ inibiz.	>19		>19	
netilmicina	mm/inibiz.	>15		>15	
nitrofurantoina	mm/inibiz.	>17		>17	
norfloxacina	mm/inibiz.	>17		>17	
penicillina	mm/inibz.	>15		>15	
piperacillina/ tazobactam	mm/inibiz.	>21		>21	
piperacillina	mm/ inibiz.	>18		>18	
rifampicina	mm/inibiz.	> 20		> 20	
azitromicina	mm/ inibiz.	>18		>18	
ticarcillina/acido clavulanico	mm/ inibiz.	>19		>19	
tobramicina	mm/inibiz.	> 15		> 15	
trimetoprin/sulfametoxazolo	mm/inibiz.	>16		>16	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
ANTIMICOTICI					
amfotericina					
nistatina					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ABG PER URINOCOLTURA

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

urinocoltura
LMMGV-D
2 giorni
CROMAT

ABGU

IN SERVICE

			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento						
amikacina	mm/ inibiz.	>16			>16	
amoxicillina/acido clavulanico	mm/inibiz.	>18			>18	
ampicillina	mm/inibiz.	>17			>17	
clindamicina	mm/inibiz.	> 21			> 21	
flucitosina						
econazolo						
cefonicid	mm/inibiz.	> 18			> 18	
ketoconazolo						
miconazolo						
cefpodoxime	mm/inibiz.	> 21			> 21	
fluconazolo						
cefixime	mm/inibiz.	> 19			> 19	
ceftriazone	mm/inibiz.	> 21			> 21	
cefaclor	mm/inibiz.	>18			>18	
ceftazidime	mm/inibiz.	>18			>18	
cefuroxime	mm/inibiz.	>18			>18	
cefalotina	mm/ inibiz.	>18			>18	
cefotaxime	mm/inibiz.	>23			>23	
ciprofloxacina	mm/inibiz.	>21			>21	
claritromicina	mm/inibiz.	>18			>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22			>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16			>16	
gentamicina	mm/ inibiz.	>16			>16	
imipenem	mm/ inibiz.	>16			>16	
levofloxacina	mm/inibiz	> 17			> 17	
meropenem	mm/ inibiz.	>16			>16	
minociclina	mm/inib	> 19			> 19	
moxifloxacina	mm/inibiz.	> 19			> 19	
nalidixico acido	mm/ inibiz.	>19			>19	
netilmicina	mm/inibiz.	>15			>15	
nitrofurantoina	mm/inibiz.	>17			>17	
norfloxacina	mm/inibiz.	>17			>17	
penicillina	mm/inibz.	>15			>15	
piperacillina/ tazobactam	mm/inibiz.	>21			>21	
piperacillina	mm/ inibiz.	>18			>18	
rifampicina	mm/inibiz.	> 20			> 20	
azitromicina	mm/ inibiz.	>18			>18	
ticarcillina/acido clavulanico	mm/ inibiz.	>19			>19	
tobramicina	mm/inibiz.	> 15			> 15	
trimetoprin/sulfametoxazolo	mm/inibiz.	>16			>16	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22			>22	
ANTIMICOTICI						
amfotericina						
nistatina						

Vademecum - Elenco Prestazioni

ABG TAMPONE VAGINALE

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

tampone vaginale

LMMGVS-

2 giorni

ABGV

IN SERVICE

INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
amikacina	mm/ inibiz.	>16		>16	
amoxicillina/acido clavulanico	mm/inibiz.	>18		>18	
ampicillina	mm/inibiz.	>17		>17	
clindamicina	mm/inibiz.	> 21		> 21	
flucitosina					
econazolo					
cefonicid	mm/inibiz.	> 18		> 18	
ketoconazolo					
miconazolo					
cefpodoxime	mm/inibiz.	> 21		> 21	
fluconazolo					
cefixime	mm/inibiz.	> 19		> 19	
ceftriazone	mm/inibiz.	> 21		> 21	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
cefaclor	mm/inibiz.	>18		>18	
ceftazidime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefuroxime	mm/inibiz.	>18		>18	
cefalotina	mm/ inibiz.	>18		>18	
cefotaxime	mm/inibiz.	>23		>23	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
ciprofloxacina	mm/inibiz.	>21		>21	
claritromicina	mm/inibiz.	>18		>18	
eritromicina	mm/inibiz.	>22		>22	
fosfomicina	mm/inibiz.	>16		>16	
gentamicina	mm/ inibiz.	>16		>16	
imipenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
levofloxacina	mm/inibiz	> 17		> 17	
meropenem	mm/ inibiz.	>16		>16	
minociclina	mm/inib	> 19		> 19	
moxifloxacina	mm/inibiz.	> 19		> 19	
nalidixico acido	mm/ inibiz.	>19		>19	
netilmicina	mm/inibiz.	>15		>15	
nitrofurantoina	mm/inibiz.	>17		>17	
norfloxacina	mm/inibiz.	>17		>17	
penicillina	mm/inibz.	>15		>15	
piperacillina/ tazobactam	mm/inibiz.	>21		>21	
piperacillina	mm/ inibiz.	>18		>18	
rifampicina	mm/inibiz.	> 20		> 20	
azitromicina	mm/ inibiz.	>18		>18	
ticarcillina/acido clavulanico	mm/ inibiz.	>19		>19	
tobramicina	mm/inibiz.	> 15		> 15	
trimetoprin/sulfametoxazolo	mm/inibiz.	>16		>16	
aztreonam	mm/ inibiz.	>22		>22	
ANTIMICOTICI					
amfotericina					
nistatina					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ANTICORPI ANTI RECETTORI ACETILCOLINA		ABRA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	22 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anicorpi anti recettori acetilcolina	nMoli/l		<0.4		<0.4
AB ANTI SPERMATOZOO SU SIERO		ABSS			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	11 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EMOAG.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG	%	0	20	0	20
IgA	%	0	20	0	20
IgM	%	0	20	0	20
ACA (ANTIC.ANTI CENTROMERO)		ACA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMM.FL.IND.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti centromero		Assenti		Assenti	
ACACIA		ACAC			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acacia					
FRANSERIA ACANTHICAR		ACAF			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
franseria acanthicar					
AC. BILIARI		ACB			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acidi biliari	mcMoli/l	0	6	0	6
ANGIOTENSIN CONVERTING ENZIME (ACE)		ACE			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ace	U/l	37	137	37	137

Vademecum - Elenco Prestazioni

ACERNEGUNDO		ACER			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acer negundo					
ACETONE EMATICO		ACET			
<i>ETICHETTA</i>	ACETONE	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acetone ematico	mg/l		< 20		< 20
ACETONE URINARIO		ACEU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	11 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	GASCROM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
popolazione normale	mg/l	0	50	0	50
AC. SIALICO		ACS			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido sialico	ng/dl	59	79	59	79
ACTH		ACT			
<i>ETICHETTA</i>	acth	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>	Tutti i farmaci contenenti cortisone debbono essere sospesi nelle 2 settimane precedenti il test. Lo stress e l'esercizio fisico possono interferire con i risultati del dosaggio. Consigliabile il digiuno da almeno 12 ore.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acth	pg/ml	0	46	0	46
ACIDO CITRICO URINE		ACU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine delle 24 ore.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ACIDO CITRICO URINE	mg/24h	349	956	349	956
ADH (Vasopressina)		ADH			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	14 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ormone antidiuretico vasopressina	pg/ml		< 6.7		< 6.7

Vademecum - Elenco Prestazioni

ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA		AEA				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IMM.FL.IND.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ANTICORPI ANTI ENDOMISIO IgA				negativo		negativo
ALFA FETOPROTEINA		AF				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
alfa fetoproteina	ng/ml		0	9	0	9
gravidanza I trimestre					15	60
gravidanza II trimestre					35	300
gravidanza III trimestre						
ACIDO FENILGLIOSSILICO		AFGL				
<i>ETICHETTA</i>	ACIDO FENILGLIOSSILICO					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ACIDO FENILGLIOSSILICO	mg/gr creatin			< 100		< 100
ACIDO FORMICO		AFOR				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido formico	mg/g crea		0	80	0	80
ANTICORPI ANTI GIARDIA IGG IGM		AGI				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IFA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IGG				< 1:10		< :10
IGM				< 1:10		< 1:10
AC. DESOSSIGLICOLICO		AGL				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido desossicolico	Moli/l		0	1.5	0	1.5
AGLIO		AGLI				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
aglio						

Vademecum - Elenco Prestazioni

ANTIGENE STREPTOC. B EMOLITICO GRUPPO A		AGTFA				
<i>ETICHETTA</i>	TANPONE PER ANTIGENE					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento						
ANTIGENE STREPTOCOCCO GRUPPO B		AGTVA				
<i>ETICHETTA</i>	TANPONE PER ANTIGENE					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ANTIGENE STREPTOCOCCO GRUPPO B						NEGATIVO
HbcAb-IgG		AHBC				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M---D	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti hbcag				negativo		negativo
HbeAb		AHBE				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M---D	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti hbeag				negativo		negativo
HbsAb		AHBS				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M---D	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti hbsag				negativo		negativo
AB ANTI HELICOBACTER PYLORI		AHP				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE BIANALISI</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG anti helicobacter pylori	U/ml			< 6		< 6
Si considerano borderline esiti compresi tra 6 e 12						
HAV-IgG		AHVA				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M---D	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti hva				negativo		negativo

Vademecum - Elenco Prestazioni

ANTICORPI ANTI INSULINA (AIAA)		AIN			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
anticorpi anti insulina	UA	MIN UOMO < 5	MAX UOMO negativo	MIN DONNE < 5	MAX DONNE negativo
ACIDO IPPURICO		AIPP			
<i>ETICHETTA</i>	ACIDO METIL E IPPURICO	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
acido ippurico	g/g creatinina	MIN UOMO	MAX UOMO < 1.6	MIN DONNE	MAX DONNE < 1.6
ACIDO D. AMINOLEVULINICO		ALA			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta 24 h con urine acidificate	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CROMAT				
<i>PREPARAZIONE</i>	Prima di iniziare la raccolta portare il contenitore per preparare l'acidificazione delle urine.				
acido d.aminolevulinico	mg/24h	MIN UOMO 1	MAX UOMO 6	MIN DONNE 1	MAX DONNE 6
soggetti esposti	mg/24h	0	15	0	15
ALA D ERITROCITARIA		ALAE			
<i>ETICHETTA</i>	ALA-D-ERITROCITARIA	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
ala-D-eritrocitaria	U/ml/E	MIN UOMO < 6	MAX UOMO	MIN DONNE < 6	MAX DONNE
A.L.A.URINARIO		ALAU			
<i>ETICHETTA</i>		<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	11 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
Acido delta aminolevulinico urinario	mg/g creatinina	MIN UOMO 1.3	MAX UOMO 7.0	MIN DONNE 1.3	MAX DONNE 7.0
ALDOLASI		ALD			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
aldolasi	UII	MIN UOMO 1.2	MAX UOMO 7.5	MIN DONNE 1.2	MAX DONNE 7.5
ANTICORPI ANTI LKM		ALKM			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IFA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
anticorpi anti lkm		MIN UOMO Negativo	MAX UOMO	MIN DONNE Negativo	MAX DONNE

Vademecum - Elenco Prestazioni

ALNUS INCANA		ALN				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ALNUS INCANA						
ALDOSTERONE IN ORTO		ALS				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.					
<i>PREPARAZIONE</i>	La postura, lo stress e la gravidanza aumentano i livelli di aldosterone. La terapia con diuretici, apresolina e nitroprusside, puo' fare aumentare i livelli dell'ormone. Le variazioni del sodio nella dieta possono influire sui livelli plasmatici di aldos					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
aldosterone dopo moto	pg/ml		40	310	40	310
ALDOSTERONE IN CLINO		ALS2				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
aldosterone basale	pg/ml		10	160	10	160
ALDOSTERONE URINARIO		ALU				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
aldosterone urinario	mcg/24h		6.0	25.0	6.0	25.0
DIAGNOSI MOLECOLARE ALZHEIMER FAMILIARE (PSEN1-PSEN2)		ALZF				
<i>ETICHETTA</i>	5 ml edta					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	citogenetica Baldi			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	25 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>	L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento						
AMA (ANTIC.ANTI MITOCONDRIO)		AMA				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IMM.FL.IND.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti mitocondrio			Negativo		Negativo	
AMARANTHUS RETROFLEX		AMAR				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito						

Vademecum - Elenco Prestazioni

ACIDO MANDELICO URINARIO		AMAU			
<i>ETICHETTA</i>	ACIDO MANDELICO URINARIO	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido mandelico urinario	mg/gr creatinin		< 700		< 700
esposiz. etilbenzene fine turno	mg/gr creatinin		< 1500		<1500
esposiz. stirene fine turno	mg/gr creatinin		<400		<400
AMBROSIA PSILOSTACHI		AMB			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito					
AMBROSIA TRIFIDA		AMBT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ambrosia trifida					
ANTIMICOTICI		AMC			
<i>ETICHETTA</i>	coltura aspecifica	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
nistatina	MIC mg/l				
econazolo	MIC mg/l				
miconazolo	MIC mg/l				
amfotericina B	MIC mg/l				
ketoconazolo	MIC mg/l				
clotrimazolo	MIC mg/l				
metronidazolo	MIC mg/l				
5-flucitosina	MIC mg/l				
ACIDO METILIPPURICO		AMET			
<i>ETICHETTA</i>	ACIDO METIL E IPPURICO	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido metilippurico	g/g creat		< 1.5		<1.5
creatinina urinaria	g/l	0.5	3.0	0.5	3.0
soggetti esposti	g/g.cr		< 1.5		<1.5
ANTICORPI ORMONE MULLERIAN		AMH			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ANTICORPI ORMONE MULLERIAN	ng/ml	2.0	5.0	0.14	5.50

Vademecum - Elenco Prestazioni

ANTI TMS (ANTIC. MICROSOMIALI)		AMI				
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso					
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---		IN SERVICE BIANALISI			
RISPOSTA DOPO:	3 giorni					
METODOLOGIA						
PREPARAZIONE						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti microsomi	IU/ml			< 100		< 100
AMINE AROMATICHE		AMIA				
ETICHETTA	AMINE AROMATICHE					
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
RISPOSTA DOPO:	10 giorni					
METODOLOGIA						
PREPARAZIONE						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
AMINE AROMATICHE	mg/l			<1		<1
AMMONIEMIA		AMM				
ETICHETTA	ammoniemia					
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGVSD		IN SERVICE			
RISPOSTA DOPO:	2 giorni					
METODOLOGIA	ENZIM.					
PREPARAZIONE	Il paziente deve rimanere a digiuno nelle 12 ore che precedono l'esecuzione del test. Sospensione del fumo nelle 48 ore che precedono il test					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ammoniemia	mcg/dl		31	123	31	123
AMOXICILLINA		AMO				
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso					
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	L--G---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
RISPOSTA DOPO:	1 giorno					
METODOLOGIA	EIA					
PREPARAZIONE						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
amoxicillina						
AMP - CICLICO PLASMATICO		AMP				
ETICHETTA	AMP CICLICO					
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---		IN SERVICE			
RISPOSTA DOPO:	12 giorni					
METODOLOGIA	RIA					
PREPARAZIONE	Sospendere alcoolici e farmaci nelle 48 ore che precedono il test					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito	pmol/ml		8.0	30.0	8.0	30.0
AMPICILLINA		AMPI				
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso					
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
RISPOSTA DOPO:	5 giorni					
METODOLOGIA	EIA					
PREPARAZIONE						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
AMPICILLINA						
AMILASEMIA (DIASTASEMIA)		AMS				
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso					
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--		IN SERVICE			
RISPOSTA DOPO:	0 giorni					
METODOLOGIA	ENZIM.					
PREPARAZIONE						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
amilasemia	U/L		0	90	0	90

Vademecum - Elenco Prestazioni

AMILASI PANCREATICA		AMSP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
amilasi pancreatica	U/l	8	53	8	53
AMILASURIA (DIASTASURIA)		AMSU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
amilasuria	U/24H	0	410	0	410
ANTICORPI ANTI NUCLEO		ANA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMM.FL.IND.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti nucleo		< 1:40	negativo	< 1:40	negativo
ANTIC. ANCA (CITOPL. NEUTROF.)		ANC			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMM.FL.IND.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
c-ANCA	U/ml	< 3.5		< 3.5	
p-ANCA	U/ml	< 9		< 9	
ACIDO OSSALICO EMATICO (OSSALEMIA)		AOE			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	11 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ACIDO OSSALICO EMATICO (OSSALEMIA)	mg/l	1.7	3.5	1.7	3.5
Anticorpi anti ovaio		AOV			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IFA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti ovaio				Negativo	
ANTICORPI ANTI PANCREAS (ANTI INSULA)		APAN			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IFA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti pancreas (anti insula)		Negativo		Negativo	

Vademecum - Elenco Prestazioni

ANTIC. ANTI MUCOSA GASTRICA (APCA)		APCA	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMM----		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOFL.		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
anticorpi anti parete gastrica			Negativo
		MIN DONNE	MAX DONNE
			Negativo
APOLIPOPROTEINA A E B		APLI	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	TURBID		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
apolipoproteina A	g/l	1.10	2.05
apolipoproteina B	g/l	0.55	1.40
		MIN DONNE	MAX DONNE
			1.20
			2.15
			0.55
			1.25
APE		APME	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	EIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
ape			
		MIN DONNE	MAX DONNE
APTOGLOBINA		APT	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
aptoglobina	g/l	0.3	2.0
		MIN DONNE	MAX DONNE
			0.3
			2.0
ANTICORPI ANTI RNA		ARNA	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	WESTERN BLOT		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
anticorpi anti RNA			assenti
		MIN DONNE	MAX DONNE
			assenti
ANTIC. ANTI ROSOLIA IgG-IgM (RUBEO TEST)		ARO	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
IgG	UI/ml		< 10
IgM	AU/ml		< 20
commento			
		MIN DONNE	MAX DONNE
ASSENZIO		ARTA	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno		
<i>METODOLOGIA</i>	EIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
artemisia absinthium			
		MIN DONNE	MAX DONNE

Vademecum - Elenco Prestazioni

AB ANTISACCAROMICETI CEREVISIAE IGA		ASCA	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	18 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	EIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
AB ANTISACCAROMICETI IGA	U/ml	0	15
		MIN DONNE	MAX DONNE
		0	15
ANTIC. ANTI MUSCOLO LISCIO		ASMA	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	IMM.FL.IND.		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
antic. anti muscolo liscio		Negativo	Negativo
		MIN DONNE	MAX DONNE
ASPETTO DEL SIERO		ASPS	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>			
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
COMMENTO			
ANTI TIROIDE (TIREOGLOBULINA)		ATG	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>			
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
anti tiroide(tireoglobulina)	U/ml	< 35	< 35
Si considerano borderline esiti compresi tra 35 e 50			
AB ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA		ATRA	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
AB ANTI TRANSGLUTAMINASI IgA	U/ml	Negativo	< 8.0
		MIN DONNE	MAX DONNE
		Negativo	< 8.0
AB ANTI TRANSGLUTAMINASI IgG		ATRG	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
antic. anti transglutaminasi IgG	U/ml		< 15
		MIN DONNE	MAX DONNE
			< 15

Vademecum - Elenco Prestazioni

ACIDO TRICLOROACETICO		ATRI			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	GASCROM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido tricloroacetico	microg/gcreatin				
se esposti a tetracloroetilene	microg/gcreatin		< 80		< 80
se esposti a tricloroetano	microg/gcreatin		< 10		< 10
se esposti a percloroetilene	microg/gcreatin		< 3.5		< 3.5
creatinuria	g/l	0.5	3.0	0.5	3.0
ACIDO TRANSMUCONICO		ATRM			
<i>ETICHETTA</i>	ACIDO TRANSMUCONICO	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido transmuconico	microg/g creatin	0	500	0	500
ATRIPLEX LENTIFORMIS		ATRP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito					
ANTIC. ANTI RECETTORI TSH		ATSH			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMM-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi recettori del TSH	UI/I	< 1.0		< 1.0	
AZOTEMIA (UREA)		AZ			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
azotemia	mg%ml	10	50	10	50
BETA 2 GLICOPROTEINA IgG		B2GG			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Beta 2 Glicoproteine IgG	UA/ml		< 20		< 20
BETA 2 GLICOPROTEINA IgM		B2GM			
<i>ETICHETTA</i>		<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
BETA 2 GLICOPROTEINA IgM	UA/ml		< 20		< 20

Vademecum - Elenco Prestazioni

BETA 2 MICROGLOBULINA		B2M			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELFA				
<i>PREPARAZIONE</i>	Il prelievo non puo' essere eseguito nei pazienti sottoposti di recente ad esami radiografici				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
beta 2 microglobulina	mg/l	0.7	2.30	0.7	2.30
BETA-2-MICROGLOBULINE URINE		B2U			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito	microg/l	0	278	0	278
BARBITURICI		BA			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca delle droghe nelle urine				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
barbiturici	ng/ml	100	300	100	300
RICERCA BK COLTURALE ESPETTORATO		BEC			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca b.di Koch nell'epettorato				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	40 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito					
RICERCA DIRETTA BK ESPETTORATO		BED			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca b.di Koch nell'epettorato				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito					
BENZENE		BEN			
<i>ETICHETTA</i>	BENZENE				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	GASCROM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
benzene	mcgr/dl	0	5	0	5
BENZENE URINARIO		BENZU			
<i>ETICHETTA</i>	BENZENE				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	16 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
benzene urinario	ng/l		< 0.1		< 0.1
soggetti esposti	ng/l		< 575		< 575

Vademecum - Elenco Prestazioni

BICARBONATI		BICA			
<i>ETICHETTA</i>	eparina	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHIMICO				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
bicarbonati	mEq/l	22	26	22	26
BILIRUBINEMIA TOTALE		BIL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
bilirubinemia totale	mg%ml	0.1	1.3	0.1	1.3
BIOPSIA CON ESAME ISTOLOGICO		BIOP			
<i>ETICHETTA</i>	BIOPSIA	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	-M-G--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO					
commento					
commento					
ESAME DELLE URINE		BIS			
<i>ETICHETTA</i>		<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
campione da portare					
BILIRUBINEMIA TOTALE E FRAZIONATA		BIT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
bilirubinemia totale	mg%ml	0.1	1.3	0.1	1.3
bilirubina diretta	mg%ml	0.05	0.50	0.05	0.30
bilirubina indiretta	mg%ml	0.1	0.80	0.1	0.80
BK COLTURA		BKC			
<i>ETICHETTA</i>	coltura per BK	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	40 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento		negativo		negativo	
BK DIRETTO		BKD			
<i>ETICHETTA</i>	coltura per BK	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento		negativo		negativo	

Vademecum - Elenco Prestazioni

RICERCA BK ESPETTORATO GENOTIPO		BKEG				
<i>ETICHETTA</i>	ricerca b.di Koch nell'epettorato		<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	PCR					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ricerca bk espettorato				negativa		negativa
RICERCA BK URINARIO GENOTIPO		BKG				
<i>ETICHETTA</i>	ricerca b.di Koch nelle urine		<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	PCR					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ricerca bk urinario				negativa		negativa
RICERCA BK DIRETTA SPERMA		BKSD				
<i>ETICHETTA</i>	ricerca b. di Koch nello sperma		<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	BATTER					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento						
ANTIC. ANTI BORRELIA (IgG-IgM)		BOR				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	14 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
AB A.BORRELIA IGG	UA/ml			< 20		< 20
AB A.BORRELIA IGM	UA/ml			< 20		< 20
RICERCA BK COLTURALE URINE		BCU				
<i>ETICHETTA</i>	ricerca b.di Koch nelle urine		<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	40 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COLT					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento			negativo		negativo	
RICERCA DIRETTA BK URINE		BUD				
<i>ETICHETTA</i>	ricerca b.di Koch nelle urine		<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito						
ALBUMINEMIA		BUM				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
albuminemia	mg/dl		3660	5100	3660	5100

Vademecum - Elenco Prestazioni

BUPRENORFINA		BUP			
<i>ETICHETTA</i>	DROGHE	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
BUPRENORFINA	ng/ml	MIN UOMO negativo	MAX UOMO < 5	MIN DONNE negativo	MAX DONNE < 5
C1 INATTIVATORE		C1			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMDIF.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
c1 inibitore	g/l	MIN UOMO 0.18	MAX UOMO 0.32	MIN DONNE 0.18	MAX DONNE 0.32
CA 125 (ANTIG. CARBOIDRATICO)		C125			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
ca 125	U/ml	MIN UOMO 0	MAX UOMO 35	MIN DONNE 0	MAX DONNE 35
C1Q		C1Q			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RID				
<i>PREPARAZIONE</i>					
c1 q	mg/l	MIN UOMO 50	MAX UOMO 250	MIN DONNE 50	MAX DONNE 250
SUCCINILCOLINA		C202			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
SUCCINILCOLINA		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMPLEMENTO C3		C3			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
C3	mg/dl	MIN UOMO 90	MAX UOMO 180	MIN DONNE 90	MAX DONNE 180
COMPLEMENTO C4		C4			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
c4	mg/dl	MIN UOMO 10	MAX UOMO 40	MIN DONNE 10	MAX DONNE 40

Vademecum - Elenco Prestazioni

CLOREXIDINA		C8				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE BIANALISI DUE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CLOREXIDINA						
CALCEMIA		CA				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
calcemia	mg%ml		8.1	10.4	8.1	10.4
CA 15-3 (ANTIG. CARBOIDRATICO)		CA15				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE BIANALISI</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CA 15/3	U/ml		0	30.4	0	30.4
CA 50 (ANTIG. CARBOIDRATICO)		CA50				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE BIANALISI</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ca 50	UI/ml		0	25	0	25
CA 724		CA72				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE BIANALISI</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ca 72-4	U/ml		0	6.9	0	6.9
CONTA DI ADDIS		CAD				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore		<i>IN SERVICE BIANALISI DUE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC					
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine delle 24 ore.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
globuli rossi				< 500.000		< 500.000
globuli bianchi				< 1.000.000		< 1.000.000
cilindri ialini				<5.000		< 5.000
CADMIO EMATICO		CADM				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE BIANALISI DUE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cadmio ematico	micrg/L		0	10	0	10

Vademecum - Elenco Prestazioni

CAFFE		CAF			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
caffè	UI/ml				
CALCIO IONIZZATO		CAI			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO				
<i>PREPARAZIONE</i>	Il paziente dovrebbe rimanere disteso per venti minuti prima del prelievo				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
calcio ionizzato	mg/dl	4.25	5.5	4.25	5.5
CALCITONINA		CAL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IRMA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
calcitonina	pg/ml	2	18.2	2	11.5
CALABRONE		CALA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
calabrone					
CALAMARO		CALM			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
calamaro					
CALPROTECTINA FECALE		CALP			
<i>ETICHETTA</i>	esame delle feci	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOCROM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CALPROTECTINA FECALE	microg				
INFIAMMAZIONE ACUTA		15	60	15	60
ALTO GRADO INFIAMMAZIONE		> 60		> 60	
ASSENZA DI INFIAMMAZIONE			< 15		< 15
CANNA DI PALUDE		CAN			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
canna di palude					

Vademecum - Elenco Prestazioni

COLTURA BATTERI ANAEROBI		CANA			
<i>ETICHETTA</i>	COLTURA ANAEROBI	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ESITO					
CANNABINOIDI		CANN			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca delle droghe nelle urine	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN				
<i>PREPARAZIONE</i>	Possono aderire al recipiente di plastica. E' preferibile la raccolta delle urine della mattina.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cannabinoidi urinari		negativo	< 50	negativo	< 50
CATECOLAMINE PLASMATICHE		CAP			
<i>ETICHETTA</i>	CATECOLAMINE PLASMATICHE	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	35 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>	Evitare nei due tre giorni precedenti il prelievo di sangue:banane,cioccolato,tea e dolci alla vaniglia.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
adrenalina	pg/ml	20	190	20	190
noradrenalina	pg/ml	70	480	70	480
Dopamina					
CARYA PECAN		CAR			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito					
CARBOSSIEMOGLOBINA		CARB			
<i>ETICHETTA</i>	CARBOSSIEMOGLOBINA	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	SPETTROF.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
non fumatori	%	0	1.5	0	1.5
fumatori	%	1.5	8.0	1.5	8.0
soggetti esposti non fumatori	%hb	0	3.5	0	3.5
soggetti esposti fumatori	%hb	0	12	0	12
carbossiemo globina	%hb				
CAROTA		CARO			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
carota					

Vademecum - Elenco Prestazioni

CALCIURIA

ETICHETTA raccolta delle urine delle 24 ore
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA COLOR
PREPARAZIONE

CAU

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito	g/24h	0.050	0.400	0.050	0.400

CATECOLAMINE URINARIE FRAZIONATE

ETICHETTA raccolta 24 h con urine acidificate
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 30 giorni
METODOLOGIA H.P.L.C.
PREPARAZIONE

CAUF

IN SERVICE BIANALISI DUE

Evitare nei due tre giorni precedenti la raccolta e durante la raccolta stessa: banane, cioccolato, tea e dolci alla vaniglia.
 Prima di iniziare la raccolta portare il contenitore per preparare l'acidificazione delle urine.

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Adrenalina	mcg/24H	1.7	22.4	1.7	22.4
Noradrenalina	mcg/24H	12.1	85.5	12.1	85.5
Dopamina					

CARBAMAZEPINA (TEGRETOL)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 3 giorni
METODOLOGIA NEFEL
PREPARAZIONE

CB

IN SERVICE BIANALISI

Non e' indispensabile il digiuno. Il prelievo puo' essere eseguito subito prima la dose successiva.

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
carbamazepina	microg/ml	4	12	4	12

CURVA PEPTIDE C (CARICO GLUCOSIO)

ETICHETTA CURVA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

CCCC

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
c peptide	ng/ml	0.8	5.0	0.8	5.0

ANTICORPI ANTI CITRULLINA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 5 giorni
METODOLOGIA IMMUNOENZ.
PREPARAZIONE

CCP

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti citrullina	U/ml	Negativo	< 20	Negativo	< 20

CADMIO URINARIO

ETICHETTA CADMIO URINARIO
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 10 giorni
METODOLOGIA ASS.ATOMICO
PREPARAZIONE

CDMU

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CADMIO URINARIO	mcg/g creat				
soggetti non esposti	mcr/g creat.		< 1.7		< 1.7
creatinuria	g/L				
soggetti esposti	mcr/g cre		< 5.0		< 5.0

Vademecum - Elenco Prestazioni

TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE		CDT				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE	%			< 2.5		< 2.5
CLOSTRIDIUM TOSSINA A		CDTA				
<i>ETICHETTA</i>	FECI PER CLOSTRIDIUM					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CLOSTRIDIUM TOSSINA A			Negativo		Negativo	
CLOSTRIDIUM TOSSINA B		CDTB				
<i>ETICHETTA</i>	FECI PER CLOSTRIDIUM					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CLOSTRIDIUM TOSSINA B				Negativo		Negativo
CEA (AG CARCINO EMBRION.)		CEA				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ag carcino embrion.	ng/ml		0	11.7	0	11.7
CERULOPLASMINA		CER				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ceruloplasmina	g/l		0.2	0.6	0.2	0.6
CURVA GH (DOPO STIMOLAZIONE)		CGH				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CGH ormone somatotropo	ng/ml		0	7	0	7
bambini	ng/ml		0	5	0	15
CURVA GLICEMICA		CGL				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR					
<i>PREPARAZIONE</i>	si può eseguire solo per valori di glicemia basale non superiori a 140 mg/dl					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
glicemia	mg%ml					

Vademecum - Elenco Prestazioni

COLINESTERASI

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGVS-
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA ENZIM.
PREPARAZIONE

CHE

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
colinesterasi	U/L	3930	11500	3930	11500

ANTICORPI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 12 giorni
METODOLOGIA ELISA
PREPARAZIONE

CHPG

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ANTICORPI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGG	UA	Negativo	< 9	Negativo	< 9

ANTICORPI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 9 giorni
METODOLOGIA ELISA
PREPARAZIONE

CHPM

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ANTICORPI CHLAMYDIA PNEUMONIAE IGM	UA	Negativo	< 9	Negativo	< 9

CICLOSPORINA

ETICHETTA CICLOSPORINA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 10 giorni
METODOLOGIA GASCROM
PREPARAZIONE

CICL

IN SERVICE BIANALISI DUE

Eseguire il prelievo prima della somministrazione del farmaco. Se e' indicato un controllo della cinetica del farmaco vanno eseguiti prelievi a 1, 2, 3 e 4 ore dalla somministrazione.

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ciclosporina	ng/ml				
intervallo terapeutico primi 3 mesi	ng/ml	150	250	150	250
mesi successivi	ng/ml	100	200	100	200

CURVA INSULINEMICA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

CIN

IN SERVICE BIANALISI DUE

glicemia basale misurata il giorno prima della curva, la quale si può eseguire solo per valori di glicemia basale non superiori a 140 mg%ml

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
insulina	microUI/ml	2	25	2	25

CIPRESSO MEDITERRANEO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

CIP

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito					

CIPOLLA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

CIPO

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cipolla					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ESAME CITOLOGICO		CIT			
<i>ETICHETTA</i>	esame citologico	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC				
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PCIT" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO SE IL PRELIEVO VIENE ESEGUITO DA NOI.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
ESAME CITOLOGICO ESPETTORATO		CITE			
<i>ETICHETTA</i>	ESAME COLT.ESPETTORATO	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
ESAME CITOLOGICO NELLE URINE		CITU			
<i>ETICHETTA</i>	esame citologico	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>	Scartare la prima minzione del mattino, bere un bicchiere di acqua, possibilmente passeggiare onde facilitare il distacco di un maggior numero di cellule, e dopo due ore raccogliere direttamente le urine nel contenitore sterile.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
ANTIC. ANTI CITOMEGALOVIRUS IgG-IgM		CIV			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG	UI/ml	Negativo	< 0.4	Negativo	< 0.4
IgG Dubbio	UI/ml	0.4	0.6	0.4	0.6
IgG Positivo	UI/ml		> 0.6		>0.6
IgM	UA/ml	Negativo	< 15	Negativo	< 15
IgM dubbie	UA/ml	15	30	15	30
IgM positive	UA/ml		> 30		> 30
commento					
CYTOMEGALOVIRUS IGG TEST DI AVIDITA'		CIVA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cytomegalovirus	index avidità				
debole avidità			<0.20		< 0.20
avidità intermedi		0.20	0.29	0.20	0.29
forte avidità			> 0.29		> 0.29
CYTOMEGALOVIRUS SU URINE		CIVU			
<i>ETICHETTA</i>	CYTOMEGALOVIRUS URINE	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	PCR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO					

Vademecum - Elenco Prestazioni

CK-MB		CKM			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELFA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
creatinasi MB	ng/ml	0	5.1	0	5.1
CLOREMIA		CL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cloremia	mEq/l	98	110	98	110
CLADOSPORIUM H.E.R.B.		CLAD			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CLADOSPORIUM H.E.R.B.					
RICERCA GENOMA CLAMIDIA		CLAG			
<i>ETICHETTA</i>	tampone per clamidia	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	PCR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento		negativa		negativa	
CLAMIDIA TRACHOMATIS		CLAI			
<i>ETICHETTA</i>	tampone per clamidia	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOCROM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento		negativa		negativa	
ANTICORPI ANTI CLAMIDIA TRACHOMATIS IgG		CLASS			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG	UA	Negativo	< 9	Negativo	< 9
CLEARANCE DEL FOSFORO		CLFO			
<i>ETICHETTA</i>	CLEARANCE DEL FOSFORO	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
clearance del fosforo	ml/min	8.1	13.5	8.1	13.5

Vademecum - Elenco Prestazioni

CLORURIA		CLU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine delle 24 ore.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito	mEq/24H	110	250	110	250
CLEARANCE DEGLI URATI		CLUR			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CLEARANCE DEGLI URATI					
COBALTO PLASMATICO		COB			
<i>ETICHETTA</i>	COBALTO PLASMATICO	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	17 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COBALTO PLASMATICO	microg/L	0	1.0	0	1.0
COBALTO URINARIO		COBU			
<i>ETICHETTA</i>	COBALTO URINARIO	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
soggetti non esposti	microg/gCr	0	2.2	0	2.2
I fascia esposti	microg/gCr	0	7	0	7
II fascia esposti	microg/gCr	7	15	7	15
III fascia esposti	microg/gCr	15	30	15	30
COCAINA		COC			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca delle droghe nelle urine	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cocaina	mg/ml	negativo	<300	negativo	<300
TEST DI COOMBS DIRETTO		COD			
<i>ETICHETTA</i>	EDTA	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EMOAG.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
test di coombs diretto		negativo		negativo	
CODINA DEI PRATI		CODI			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
codina dei prati					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ES. COLT. ESPETTORATO		COE			
<i>ETICHETTA</i>	ESAME COLT.ESPETTORATO	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV-D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
es.colt.espettorato					
ESAME CULTURALE ESPETTORATO COMPLETO		COEB			
<i>ETICHETTA</i>	ESAME COLT.ESPETTORATO	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO					
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG					
ESAME CULTURALE NELLE FECI		COF			
<i>ETICHETTA</i>	ES.COLTUR.DELLE FECI	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	PC				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esame culturale feci					
TEST DI COOMBS INDIRETTO		COI			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EMOAG.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito		negativo		negativo	
COLESTEROLEMIA		COL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
colesterolemia totale	mg%ml	10	190	10	190
borderline per valori da 190 a 220					
TAMPONE (ESAME COLT.)		COLT			
<i>ETICHETTA</i>	tampone coltura generica	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
ESAME CULTURALE COMPLETO		COLTB			
<i>ETICHETTA</i>	coltura aspecifica	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO					
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ESAME CULTURALE		COLTR			
<i>ETICHETTA</i>	coltura aspecifica	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ESAME CULTURALE					
COPROCOLTURA		COP			
<i>ETICHETTA</i>	COPROCOLTURA	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>	Si consiglia la sospensione di qualsiasi terapia antibiotica che potrebbe inibire in vitro la crescita di germi presenti nel campione. Il paziente deve osservare una accurata igiene della zona perineale prima del tampone o della raccolta.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
coprocoltura					
CORTISOLO PLASMATICO		COR			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cortisolemia	micrg/dl	7	25	7	25
cortisolo circadiano	micrg/dl	3	16.6	3	16.6
COREA DI HUNTINGTON		CORE			
<i>ETICHETTA</i>	COREA DI HUNTINGTON	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	14 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	PCR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO					
CORTISOLO URINARIO		CORU			
<i>ETICHETTA</i>	CORTISOLO URINARIO	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine delle 24 ore.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cortisolo urinario	mcg/24h	28	213	28	213
COTONE		COT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cotone					
COTININA		COTI			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cotina	ng/ml	0	25	0	25

Vademecum - Elenco Prestazioni

COPROPORFIRINE		CPF			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CROMAT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
coproporfirine	mcg/24h		<150		<150
CPK (CREATIN-FOSFOCHINASI)		CPK			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
creatina fosfochinasi	U/L	24	195	24	170
ES. COLT. SECRETO PROSTATICO		CPRO			
<i>ETICHETTA</i>	COLTURA SECRETO PROSTATICO	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
es. colt. secreto prostatico					
CREATININEMIA		CRE			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
creatininemia	mg/dL			0.66	1.09
uomini < 50	mg/dL	0.84	1.25		
uomini > 50	mg/dL	0.81	1.44		
CLEARANCE CREATININA		CREC			
<i>ETICHETTA</i>	creatinina clearance	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle URINE 24 ORE. la mattina della consegna delle urine INSERIRE ANCHE LA CREATININEMIA.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
creatinina clearance	ml/min	70	140	70	120
Diuresi	ml				
CREATININURIA		CREU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine dell 24 ore				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
creatinuria	g/24h	1.0	2.0	0.8	1.8
CRIOGLOBULINE		CRIO			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	LERNER-WATSON				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
crioglobuline		assenti		assenti	

Vademecum - Elenco Prestazioni

CROMOGRANINA A		CROA			
<i>ETICHETTA</i>	CROMOGRANINA	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA				
<i>PREPARAZIONE</i>	centrifugare e congelare 0.5 ml di plasma				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cromogranina a	ng/ml	20	150	20	150
CROMO URINARIO		CROU			
<i>ETICHETTA</i>	CROMO URINARIO	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CROMO URINARIO	microg/L	esposti	< 25	esposti	< 25
CATENE KAPPA URINARIE		CTKU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
catene kappa urinarie	g/l		< 0.015		< 0.015
CATENE LAMBDA URINARIE		CTLU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
catene lambda urinarie	g/l		< 0.015		< 0.015
CTX DEL COLLAGENE DI TIPO I (cross laps sierico)		CTX			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
beta cross laps	mcr/l	0.115	0.584	0.112	0.573
Menopausa	mcr/l			0.142	1.008
maschi 50-70 anni	mcr/l	0.115	0.704		
maschi > 70 anni	mcr/l	0.115	0.854		
CUPREMIA (RAME SU SIERO)		CUP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZ.COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cupremia (rame)	microg/dl	70	140	70	140
fino a 10 anni					
neonati					

Vademecum - Elenco Prestazioni

CYFRA 21-1		CYF				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cyfra	ng/ml			< 3.3		< 3.3
CYTOTOXIC TEST		CYTO				
<i>ETICHETTA</i>	CYTOTOXIC TEST					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	xx			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>	sospendere i farmaci contenenti cortisone o steroidi per almeno 48 ore prima del test. L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
vedi modulo accluso						
DERMATOPHAGOIDES PT		D1				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
DERMATOPHAGOIDES PT						
DERMATOPHAGOIDES FA		D2				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
DERMATOPHAGOIDES f.						
D4 ANDROSTENEDIONE		D4				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
DELTA-4-ANDROSTENEDIONE	ng/ml		0.60	3.10	0.30	3.30
menopausa	ng/ml				0.50	1.50
ACARUS SIRO		D70				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acarus sirus						
LEPIDOGLYCOPHUS DESTRUCTOR		D71				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LEPIDOGLYCOPHUS DESTRUCTOR						

Vademecum - Elenco Prestazioni

TYROPHAGUS PUTRESCIENTIAE		D72				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TYROPHAGUS PUTRESCIENTIAE						
GLYCYPHAGUS DOMESTICUS		D73				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
GLYCYPHAGUS DOMESTICUS						
EUROGLYPHUS MAYNEL		D74				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EUROGLYPHUS MAYNEL	U/l					
DHEA (DEIDROEPIANDROSTERONE)		DEA				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
adulti	ng/ml		1.5	9.0	1.0	8.0
DHEA-S (DEIDROEPIANDROSTER. SOLFATO)		DEAS				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
adulti	micrg/dl		80	560	35	450
DHT (DIIDROTESTOSTERONE)		DHT				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
adulti	pg/ml		250	990	24	368
donne menopausa					10	181
DIGOSSINA (FARMACI DIGITALICI)		DIX				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
digoxinemia	ng/ml			< 2.0		< 2.0

Vademecum - Elenco Prestazioni

DEPAKIN (Farmaci)		DK				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	F.PIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
depakin	mcg/ml		50	100	50	100
DIMER TEST		DMT				
<i>ETICHETTA</i>	D DIMERO					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
dimer test	ng/ml			< 300		< 300
ANTIC. ANTI DNA (ds DNA)		DNA				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IFA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anicorpi anti dna (ds-DNA)				Negativo		Negativo
INDAGINE DI PATERNITA'		DNAH				
<i>ETICHETTA</i>	HLA					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	citogenetica Baldi			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	PCR					
<i>PREPARAZIONE</i>	L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
indagine di paternità						
DOPAMINA URINARIA		DOPA				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta 24 h con urine acidificate					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.					
<i>PREPARAZIONE</i>	Evitare nei due tre giorni precedenti la raccolta e durante la raccolta stessa:banane,cioccolato,tea e dolci alla vaniglia. Prima di iniziare la raccolta portare il contenitore per preparare l'acidificazione delle urine.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
dopamina urinaria	microg/24h		65	400	65	400
SCREENING BIOCHIMICO PER SINDROME DI DOWN (DUOTEST)		DUO				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	citogenetica Baldi			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>	Il prelievo deve essere eseguito tra la 11 e 14 settimana di gravidanza. inviare copia della translucenza nucale (ecografia).					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento						
EPITELIO DI GATTO		E1				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPITELIO DI GATTO						

Vademecum - Elenco Prestazioni

EPITELIO DI CANE		E2				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPITELIO DI CANE						
EPITELIO DI MUCCA		E4				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPITELIO DI MUCCA						
EPITELIO DI CAVIA		E6				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPITELIO DI CAVIA						
EPITELIO DI TOPO		E71				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPITELIO DI TOPO						
EPITELIO DI RATTO		E73				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPITELIO DI RATTO						
EPITELIO LANA PECORA		E81				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPITELIO LANA PECORA						
EPITELIO DI CONIGLIO		E82				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPITELIO DI CONIGLIO						

Vademecum - Elenco Prestazioni

EBSTEIN BARR DNA

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

EDTA
 LMMG---
 13 giorni
 PCR

EBVD

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPSTEIN BARR DNA		NEGATIVO		NEGATIVO

EPSTEIN BAR VIRUS EARLY

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LMMG---
 7 giorni
 CHEMILUM

EBVE

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Epstein-Barr virus Early	U/ml	Negativo	< 10	Negativo
dubbio	U/ml	10	40	10
positivo	U/ml	>40	>40	>40

EPSTEIN BARR VIRUS VCA IGG

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LMMG---
 6 giorni
 ELISA

EBVG

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPSTEIN BAR VIRUS VCA IGG	U/ml			
negativo		< 6		< 6
positivo	> 8		> 8	
dubbio	6	8	6	8

EPSTEIN BARR VIRUS VCA IGM

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LMMG---
 6 giorni
 ELISA

EBVM

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
EPSTEIN BAR VIRUS VCA IGM	U/ml			
negativo	0	12	0	12
positivo	>18		>18	
dubbio	13	18	13	18

EPSTEIN-BARR VIRUS NUCLEAR

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LMMG---
 7 giorni
 ELISA

EBVN

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Epstein-Barr virus IgG	U/ml			
Negativo	U/ml	< 5	< 5	
Dubbio	U/ml	5	8	5
Positivo	U/ml	> 8	> 8	

TEST PER ECHINOCOCCO

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LMMG---
 7 giorni
 ELISA

ECC

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti echinococco	UA	Negativo	< 9.0	Negativo

Vademecum - Elenco Prestazioni

ESAME CALCOLI URINARI

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

ESAME DEL CALCOLO URINARIO

LMMGV--

10 giorni

ECU

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COLORE				
FORMA				
SUPERFICIE				
RESISTENZA ALLA FRATTURA				
PESO				
NUMERO				
COMPOSIZIONE				

ELETTROFORESI EMOGLOBINE

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

ELETTROFORESI HB

LMMGV--

10 giorni

ELETTROF.

EHB

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
emoglobina A(A0+A1)	96.5	98.5	96.5	98.5
emoglobina A2	1.5	3.5	1.5	3.5
emoglobina F		< 2.0		< 2.0
emoglobina S		Assenti		Assenti

ESTRIOLO LIBERO

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso

LMMG---

10 giorni

RIA

EL

IN SERVICE BIANALISI TRE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Estriolo libero				
27-30 settimane di gestazione			2.9	17.9
31-34 settimane di gestazione			4.6	27.0
35 settimana di gestazione			7.0	29.7
36-40 settimane di gestazione				> 30

ELASTASI PANCREATICA FECALE

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

Elastasi pancreatica feci

LMMG---

19 giorni

ELISA

ELF

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ELASTASI PANCREATICA FECALE	200	500	200	500

ELYMUS TRITICOIDE

ETICHETTA

GIORNI INIZIO DOSAGGIO:

RISPOSTA DOPO:

METODOLOGIA

PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso

L-M-V--

8 giorni

EIA

ELY

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ELYMUS TRITICOIDE				

Vademecum - Elenco Prestazioni

EMOCROMO COMPLETO

EM

ETICHETTA H2
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA ADVIA 2120
PREPARAZIONE

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
globuli bianchi	x10 ³ /micrl	4.8	10.8	4.8	10.8
globuli rossi	x10 ⁶ /micrl	4.7	6.1	4.2	5.4
emoglobina	g/dl	14	18	12	16
ematocrito	%	42	52	37	47
mcv(volume cellulare medio)	fl	80	94	81	99
mch (contenuto medio Hb)	pg	27	31	27	31
mchc (conc. media Hb)	g/dl	33	37	33	37
red distribution width	%	11.5	14.5	11.5	14.5
hdw	g/dl	2.2	3.2	2.2	3.2
piastrine	x10 ³ /micrl	130	400	130	400
mpv	FL	7.2	11.1	7.2	11.1
% microcitosi	%	0	2.5	0	2.5
% ipocromia	%	0	4	0	4
neutrofili	%	40	74	40	74
linfociti	%	19	48	19	48
monociti	%	3	9	3	9
eosinofili	%	0	7	0	7
basofili	%	0	1.5	0	1.5
luc (cellule non colorate)	%	0	4	0	4
commento					
commento					
commento					
commento					
commento					

EMOCROMATOSI MUT.HFE TFR2 FPN1

EM18

ETICHETTA EDTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 15 giorni
METODOLOGIA PCR
PREPARAZIONE

IN SERVICE citogenetica Baldi

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Vedi modulo accluso					

EMATOCRITO

EMA

ETICHETTA H2
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA H2
PREPARAZIONE

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ematocrito	%	42	52	37	47

EMOCOLTURA

EMC

ETICHETTA EMOCOLTURA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGVS-
RISPOSTA DOPO: 14 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento			negativa		negativa

Vademecum - Elenco Prestazioni

EMOCROMATOSI (HFE) 3 mutazioni		EMOC			
<i>ETICHETTA</i>	emocromatosi	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	PCR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
diagnosi molecolare per emocromatosi					
ANTIC. ANTI ENA (AB-ESTRAIB. NUCLEO)		ENA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Smith	UA	Assenti		Assenti	
RNP	UA	Assenti		Assenti	
SS-A	UA	Assenti		Assenti	
SS-B	UA	Assenti		Assenti	
Scl-70	UA	Assenti		Assenti	
Jo-1	UA	Assenti		Assenti	
PM					
CENP-A/b					
BENZODIAZEPINE (URINARIE)		ENZ			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca delle droghe nelle urine	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
benzodiazepine	ng/ml	100	200	100	200
ERITROPOIETINA		EPO			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	22 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
eritropoietina	mUI/ml	3	24	3	24
EROINA (URINARIA)		ERO			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca delle droghe nelle urine	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
eroina	ng/ml		<300		<300
E1 (ESTRONE)		ES			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	16 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
estrone					
fase follicolare	pmoli/l			111	518
fase luteinica	pmoli/l			148	444
menopausa	pmoli/l			37	370
uomini	pmoli/l	37	370		

Vademecum - Elenco Prestazioni

ESAME DELLE FECI

ETICHETTA esame delle feci
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA CHIM.M
PREPARAZIONE

ESF

IN SERVICE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
colore				
odore				
consistenza				
reazione				
amidi				
fibre proteiche				
fibre vegetali				
esame parassitologico				
commento				
commento				

ESAME DELLE URINE

ETICHETTA esame delle urine
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

ESUR

IN SERVICE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
GLUCOSIO		assente		assente
PH	5.5	7.0	5.5	7.0
CHETONI		assenti		assenti

PROTEINE	mg/dl	assenti		assenti
ESAME MICROSCOPICO				
BILIRUBINA	mg/dl	assente		assente
EMOGLOBINA	mg/dl	assente		assente
UROBILINOGENO	E.U/dl	<= 1.0		<= 1.0
NITRITI		assenti		assenti
PESO SPECIFICO	1005	1030	1005	1030
LEUCOCITI	C/uL	negativo		negativo
COLORE				
ASPETTO				
Eritrociti	pcv			
Leucociti	pcv			
Cellule di sfaldamento				
Cilindri				
Cristalli				
Batteri				
Muco				
NOTE				
Si prega di consegnare il campione in provetta al posto del contenitore.				

ETOSUCCIMIDE (ZARONTIN)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 22 giorni
METODOLOGIA F.PIA
PREPARAZIONE

ET

IN SERVICE BAINALISI TRE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
etosuccimide	30	100	30	100

Vademecum - Elenco Prestazioni

ALCOOL ETILICO EMATICO (ALCOOLEMIA)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 7 giorni
METODOLOGIA GASCROM
PREPARAZIONE

ETAN

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
alcohol etilico ematico (alcoolemia)	mg/dl		assente		assente
Valori tossici 50-100	mg/dl				

EUCALIPTUS

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGVS-
RISPOSTA DOPO: 8 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

EUC

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
eucaliptus					

BIANCO D'UOVO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F1

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
bianco d'uovo					

SEMI DI SESAMO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

F10

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
SEMI DI SESAMO					

LATTUGA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F100

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
lattuga					

GRANO SARACENO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

F11

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
GRANO SARACENO					

PISELLO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F12

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PISELLO					

Vademecum - Elenco Prestazioni

ARACHIDE		F13		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
arachide				
SEMI DI SOIA		F14		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
soia				
CARNE DI CONIGLIO		F143		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
carne di coniglio				
FAGIOLIO		F15		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
fagiolo				
NOCE		F16		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
noce				
NOCCIOLA		F17		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
nocciola				
NOCE BRASILIANA		F18		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
NOCE BRASILIANA				

Vademecum - Elenco Prestazioni

PISTACCHIO		F203		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
PISTACCHIO				
TROTA		F204		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
trota				
VONGOLA		F207		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
VONGOLA				
LIMONE		F208		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
LIMONE				
POMPELMO		F209		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
POMPELMO				
ANANAS		F210		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
ANANAS				
CAVOLO BIANCO		F216		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>				
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
cavolo bianco				

Vademecum - Elenco Prestazioni

PAPRICA		F218		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
PAPRICA				
ZUCCA		F225		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
ZUCCA				
OVALBUMINA		F232		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
OVALBUMINA				
OVOMUCOIDE		F233		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
OVOMUCOIDE				
CETRIOLO		F244		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
CETRIOLO				
MIELE		F247		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
MIELE				
POMODORO		F25		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
pomodoro				

Vademecum - Elenco Prestazioni

PLATESSA		F254		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
platessa	u/l			
PRUGNA		F255		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
PRUGNA				
MAIALE		F26		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
maiale				
BROCCOLO		F260		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
BROCCOLO				
CARNE DI BUE		F27		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
carne di bue				
PEPE VERDE		F273		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
pepe verde				
BANANA		F29		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
banana				

Vademecum - Elenco Prestazioni

OSTRICA

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LM----
 4 giorni
 RIA

F290

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

OSTRICA

CARRUBA

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LM----
 4 giorni
 RIA

F296

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

CARRUBA

GOMMA ARABICA

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LM----
 4 giorni
 RIA

F297

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

GOMMA ARABICA

GOMMA ADRAGANTE

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LM----
 4 giorni
 RIA

F298

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

GOMMA ADRAGANTE

CASTAGNA

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LM----
 4 giorni
 RIA

F299

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

CASTAGNA

MERLUZZO

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 L--G---
 1 giorni
 EIA

F3

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

merluzzo

LATTE DI CAPRA

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LM----
 4 giorni
 RIA

F300

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

LATTE DI CAPRA

Vademecum - Elenco Prestazioni

ARANCIA		F33		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
arancia				
MANDARINO		F34		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
mandarino				
NOCE DI COCCO		F36		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
NOCE DI COCCO				
GRANO		F4		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
grano				
SALMONE		F41		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
salmone				
FRAGOLA		F44		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
fragola				
MELA		F49		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
mela				

Vademecum - Elenco Prestazioni

SEGALE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F5

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

segale

ORZO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F6

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

orzo

SARDINA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

F61

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

SARDINA

AVENA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F7

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

avena

ARAGOSTA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 8 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F71

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

aragosta

ROSSO D'UOVO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F75

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

rosso d'uovo

LATTOALBUMINA DI MUCCA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F76

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

LATTOALBUMINA DI MUCCA

Vademecum - Elenco Prestazioni

LATTOGLOBULINA DI MUCCA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F77

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

LATTOGLOBUMINA DI MUCCA

CASEINA DI MUCCA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F78

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

CASEINA DI MUCCA

GLUTINE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F79

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

glutine

MAIS

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F8

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

mais

ASTICE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM-----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

F80

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

ASTICE

FORMAGGIO DOLCE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: --M---D
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

F81

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

formaggio dolce

FORMAGGIO FERMENTATO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

F82

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

FORMAGGIO FERMENTATO

Vademecum - Elenco Prestazioni

CARNE DI POLLO		F83			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
carne di pollo					
KIWI		F84			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
kiwi					
CARNE DI AGNELLO		F88			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
carne di agnello					
SENAPE		F89			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
SENAPE					
RISO		F9			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
riso					
PEPE NERO		F90			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M---D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
pepe nero					
PERA		F94			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
pera					

Vademecum - Elenco Prestazioni

AVOCADO			F96			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
AVOCADO						
CACAO			F97			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
cacao						
FATTORE V mutazione His1299Arg			FA5			
<i>ETICHETTA</i>	EDTA		<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	PCR					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FATTORE V mutazione His1299Arg						
Fattore VII			FA7			
<i>ETICHETTA</i>	FATTORE VII		<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COAGUL.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Fattore VII	%		65	140	65	140
commento						
FATTORE VIII			FA8			
<i>ETICHETTA</i>	FATTORE VIII		<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COAGUL.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FATTORE VIII	%		65	140	65	140
FOSFATASI ALCALINA			FAL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
fosfatasi alcalina	U/l		80	300	64	300
< di 15 anni	U/l		< 640		< 640	
15-17 anni	U/l		< 480		< 480	
FOSFATASI PROSTATICA			FAP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FOSFATASI PROSTATICA	mU/ml		0	2.6		

Vademecum - Elenco Prestazioni

FATTORE V mutazione Y1702C

ETICHETTA EDTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 12 giorni
METODOLOGIA PCR
PREPARAZIONE

FAT5

IN SERVICE citogenetica Baldi

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

FATTORE V mutazione Y1702C

MUTAZIONE DEL FATTORE II (GENE PROTROMBINA)

ETICHETTA FATTORE DI LEIDEN
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 15 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.

FAV

IN SERVICE citogenetica Baldi

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

vedi relazione tecnica

FENOBARBITAL (LUMINALE)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 3 giorni
METODOLOGIA NEFEL
PREPARAZIONE

FB

IN SERVICE BIANALISI

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

FENOBARBITAL

mcg/ml

15

40

15

40

FORFORA DI CANE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

FC

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

FORFORA DI CANE

FORFORA DI CAVALLO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 21 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

FCAV

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

FORFORA DI CAVALLO

SIDEREMIA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGVS-
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA COLOR
PREPARAZIONE

FE

IN SERVICE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

sideremia

mcg%ml

59

158

37

145

FENOMENO LE

ETICHETTA fenomeno LE
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA ZIM.HA
PREPARAZIONE

FEL

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

FENOMENO LE

Negativo

Negativo

Vademecum - Elenco Prestazioni

FENITOINA (Farmaci)		FENI			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	F.PIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
adulti	microg/ml	10	20	10	20
FENOLO URINARIO		FENU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	13 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FENOLO URINARIO	mg/g creat	0	250	0	250
creatinina	gr/l				
AMFETAMINE		FET			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca delle droghe nelle urine				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
amfetamine	ng/ml	negativo	<500	negativo	<500
BETA FIBINOGENO POLIMORFISMO 455-A		FGB			
<i>ETICHETTA</i>	BETA FIBRINOGENO				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	11 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	GENET MOLEC.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
BETA FIBRINOGENO 455-A			assenza		assenza
misura del filtrato glomerulare		FGLO			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>	SCRIVERE IL " PESO IN KG" NELLA CASELLA " DIAGNOSI". ASSOCIARE SEMPRE A QUESTO ESAME ANCHE LA CREATININA.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Valore filtrato glomerulare	VFG ml7min				
20-29 anni	VFG ml7min	102	154	94	142
30-39 anni	VFG ml7min	93	139	86	128
40-49 anni	VFG ml7min	84	126	78	116
50-59 anni	VFG ml7min	74	112	69	103
60-69 anni	VFG ml7min	74	112	60	90
70-79 anni	VFG ml7min	56	84	51	77
80-89 anni	VFG ml7min	46	70	42	64
FIBRINOGENEMIA		FIB			
<i>ETICHETTA</i>	coagulazioni				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COAGUL.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
fibrogeno	mg/dl	182	532	182	532

Vademecum - Elenco Prestazioni

SCREENING GENETICO PER LA RICERCA DELLA FIBROSI CISTICA		FICI				
<i>ETICHETTA</i>	FIBROSI CISTICA					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	citogenetica Baldi			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	GENET MOLEC.					
<i>PREPARAZIONE</i>	L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
vedi modulo accluso						
FLUORO URINARIO		FLRU				
<i>ETICHETTA</i>	FLUORO URINARIO					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	22 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IONSEL					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FLUORO URINARIO	mg/g creatin		0	10	0	10
MIX FARINACEI F4,F6,F7,F8,F9		FM3				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
MIX FARINACEI						
FOSFATASI ACIDA		FOC				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
fosfatasi acida	mU/ml		0	6.6	0	6.6
ACIDO FOLICO		FOL				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido folico	ng/ml		3	100	3	100
AGGLUTINE DA FREDDO (CRIOAGGLUTININE)		FRE				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BAINALISI TRE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	AGGLUT					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
crioagglutinine				assente		assente
FERRITINA		FRR				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FERRITINA	ng/ml					
Donne < 45 anni	ng/ml				4	104
Donne > 45 anni	ng/ml				4.9	232
Uomo	ng/ml		18	341		

Vademecum - Elenco Prestazioni

FRUTTOSAMINA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 5 giorni
METODOLOGIA COLOR
PREPARAZIONE

FRU

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FRUTTOSAMINE	Mmol/l	2.0	2.8	2.0	2.8

FSH (ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

FSH

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ormone fsh	MUI/ml				
fase follicolare	MUI/ml			2.5	10.2
picco ovulatorio	MUI/ml			3.4	33.4
fase luteinica	MUI/ml			1.5	9.1
postmenopausa	MUI/ml			23.0	116.0
uomo	MUI/ml	1.4	18.1		
bambini	MUI/ml	0	3	0	3

FT3 (TRIIODOTIRONINA LIBERA)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

FT3

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
T3 libero	pg/ml	2.3	4.45	2.3	4.45

FT4 (TIROXINA LIBERA)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

FT4

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
T4 libero	pg/ml	9.3	17.0	9.3	17.0

TESTOSTERONE LIBERO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMV--
RISPOSTA DOPO: 5 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

FTES

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
adulti	pg/ml	5.6	40.0	0	3.2

FORFORA DI VACCA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 10 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

FV

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FORFORA DI VACCA					

Vademecum - Elenco Prestazioni

SECALE CEREALE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

G12

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

SECALE CEREALE

HOLCUS LANATUS

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

G13

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

HOLCUS LANATUS

AVENA SATIVA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

G14

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

AVENA SATIVA

TRITICUM SATIVO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

G15

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

TRITICUM SATIVO

GYNODON DACTYLON

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

G2

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

GYNODON DACTYLON

HORDEUM VULGARE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

G201

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

HORDEUM VULGARE

NPHL P 4

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

G208

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

NPHL P 4

Vademecum - Elenco Prestazioni

DACTYLIS GLOMERATA		G3				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
DACTYLIS GLOMERATA						
LOLIUM PERENNE		G5				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LOLIUM PERENNE						
PHLEUM PRATENSE		G6				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PHLEUM PRATENSE						
G6PDH (Glucosio 6 Fosfato-DH)		G6P				
<i>ETICHETTA</i>	GLUCOSIO6FOSFATO					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	SPETTROF.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Glucosio 6 PDH eritrocitario	U/gHb		4.6	13.5	4.6	13.5
POA PRATENSIS		G8				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
poa pratensis						
GAMBERO		GAM				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
GAMBERO						
GASTRINA		GAS				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		IN SERVICE BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
GASTRINA	pg/ml		13	115	13	115

Vademecum - Elenco Prestazioni

GAMMA- GT		GGT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
gamma-glutamyltranspeptidasi	U/l	11	50	7	32
CA 19-9 (GICA) (ANTIG. CARBOIDRATICO)		GICA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
gica - ca19/9	U/ml	0	37	0	37
GINEPRO		GIN			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
GINEPRO					
GLICEMIA		GL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
glicemia	mg%ml	74	106	74	106
GLICOSURIA		GLU			
<i>ETICHETTA</i>	GLICOSURIA	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
glicosuria	mg/dl	assente	assente	assente	assente
STIMOLO CON GNRH PER LH E FSH		GNLH			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ormone luteotropo	MUI/ml				
ormone follicolostimolante	MUI/ml				
RICERCA GONOCOCCO		GON			
<i>ETICHETTA</i>	GONOCOCCO	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RICERCA GONOCOCCO					

Vademecum - Elenco Prestazioni

TRANSAMINASI SGPT (ALT)		GP				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
alt	U/L		0	40	0	40
GRANCHIO COMUNE		GRAN				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	<i>BIANALISI DUE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
GRANCHIO COMUNE						
GRUPPO SANGUIGNO (E FATTORE RH)		GRH				
<i>ETICHETTA</i>	GRUPPO SANGUIGNO					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	AGGL.DIR.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
gruppo sanguigno						
fattore rh						
TRANSAMINASI SGOT (AST)		GT				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ast	U/L		0	37	0	37
HOLLISTER-STIER		H2				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	<i>BIANALISI DUE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
HOLLISTER-STIER						
EMOGLOBINE PATOLOGICHE		HBA2				
<i>ETICHETTA</i>	ELETTROFORESI HB					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	<i>BIANALISI DUE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	ELETTROF.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
emoglobina A1	hb%totale		96.5	98.5	96.5	98.5
emoglobina A2	% hb totale		1.5	3.5	1.5	3.5
emoglobina F	%		< 2.0		< 2.0	
emoglobina S	%		Assente		Assente	
ANTICORPI ANTI HBCAG IGM		HBCM				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M---	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti hbcag igM				negativo		negativo

Vademecum - Elenco Prestazioni

HBeAg (Antigene)		HBE	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M---D		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	EIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
hbeag			negativi
		MIN DONNE	MAX DONNE
			negativi
HB GLICOSILATA (HbA1c)		HBG	
<i>ETICHETTA</i>	EMOGLOBINA GLICOSILATA	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
HB GLICOSILATA	%	4.0	6.0
		MIN DONNE	MAX DONNE
		4.0	6.0
HbsAg (Antigene)		HBS	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	EIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
HBSAG			negativo
		MIN DONNE	MAX DONNE
			negativo
HBV-DNA-PCR		HBVD	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	11 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	PCR		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
hbv-dna	UI/ml	negativo	< 1000
		MIN DONNE	MAX DONNE
		negativo	< 1000
HBV-DNA QUANTITATIVO		HBVQ	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	11 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	PCR		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
hbv-dna quantitativo	UI/ml		< 500
		MIN DONNE	MAX DONNE
			< 500
BETA HCG		HCG	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
hcg beta	mUI/ml		
Dubbio	mUI/ml		
0-1 settimana	mUI/ml		
1-2 settimane	mUI/ml		
2-3 settimane	mUI/ml		
3-4 settimane	mUI/ml		
4-5 settimane	mUI/ml		
5-6 settimane	mUI/ml		
6-8 settimane	mUI/ml		
2-3 mesi	mUI/ml		
uomo	mUI/ml	1.1	2.6
		MIN DONNE	MAX DONNE
		Non dosabile	< 6.0
		6	15
		15	50
		50	500
		100	5000
		500	10000
		1000	50000
		10000	100000
		15000	200000
		10000	100000

Vademecum - Elenco Prestazioni

HCV QUALITATIVO (GENOMA)		HCP	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	11 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	PCR		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
commento			
HCV (Anticorpi)		HCV	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	EIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
anticorpi virus epatite C			negativo
HCV RNA (PCR) QUANTITATIVO		HCVQ	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	PCR		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
virus epatite c quantitativo	UI/ml		
limite di sensibilita' 500 UI/ml			
HCV RIBA (TEST CONFERMA)		HCVR	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG-S-		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOBLOT		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
5..1.1/C-100			
C33			
C22			
NS5			
NS4			
NS5			
commento			
Antigene HDV		HDA	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	18 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	IRMA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
antigene virus delta			negativa
COLESTEROLO HDL		HDL	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
colesterolo HDL	mg/dl	> 40	> 40
indice di rischio		0	5

Vademecum - Elenco Prestazioni

HCV GENOTIPO		HGE			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	PCR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
commento					
commento					
commento					
commento					
commento					
GH (ORMONE SOMATOTROPO)		HGH			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ORMONE SOMATOTROPO (STH)	ng/ml	0	7	0	10
ANTICORPI ANTI HIV 1-2		HIV			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Ricerca anticorpi Hiv 1-2		Negativo		Negativo	
HIV GENOMA		HIVG			
<i>ETICHETTA</i>	HIV	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	PCR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento		negativo		negativo	

Vademecum - Elenco Prestazioni

HIV WESTERN BLOT

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LMMGV--
 11 giorni
 DOT-BLOT

HIVW

IN SERVICE BAINALISI TRE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Ab anti CORE (gene gag)				
p15/17				
P 24				
P 55				
Ab anti transcriptasi -inversa (gene pol)				
P31				
P 51				
P 66				
Ab anti involucro (gene 1env)				
GP 41				
GP 120				
GP 160				
Risultato				
Ab anti CORE (gene gag)				
Ab anti transcriptasi -inversa (gene pol)				
Ab anti involucro (gene 2env)				
p15/17				
P 24				
P 55				
P31				
P 66				
GP 41				
GP 120				
GP 160				

HLA B 27

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

HLA
 LMMGVS-
 20 giorni
 LINFOCIT.
 L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.

HLAB

IN SERVICE citogenetica Baldi

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento				

HLA MORBO CELIACO (loci DQ2-DQ8)

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

HLA
 LMMG---
 22 giorni

HLAC

IN SERVICE citogenetica Baldi

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento				
commento				
commento				

HLA I CLASSE (LOCI A,B,C)

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

HLA
 LMMG---
 20 giorni

HLAI

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento				

Vademecum - Elenco Prestazioni

HLA II CLASSE (LOCI DR,DQ)		HLAII				
<i>ETICHETTA</i>	HLA					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento						
AG HELICOBACTER PYLORI SU FECI		HPF				
<i>ETICHETTA</i>	helicobacter su feci					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ag helicobacter pylori su feci				negativo		negativo
HPV DNA TIPIZZAZIONE		HPP				
<i>ETICHETTA</i>	HPV					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	16 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	PCR					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento						
commento						
commento						
commento						
commento						
HPV		HPV				
<i>ETICHETTA</i>	HPV					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	16 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	PCR					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento			Assente		Assente	
GENOMA HERPES GENITALIS		HSV				
<i>ETICHETTA</i>	HSV					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BAINALISI TRE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	PCR					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
GENOMA HERPER GENITALIS				negativa		negativa
HTLV 1/2 SCREENING		HTLVS				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
HTLV 1/2 SCREENING				NEGATIVO		NEGATIVO
HTLV 2 POL				NEGATIVO		NEGATIVO
HTLV 2 ENV				NEGATIVO		NEGATIVO
HTLV 1 GAG				NEGATIVO		NEGATIVO
HTLV 1 POL				NEGATIVO		NEGATIVO
HTLV 1 ENV				NEGATIVO		NEGATIVO

Vademecum - Elenco Prestazioni

ANTIC. ANTI HERPES LABIALIS 1

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 9 giorni
METODOLOGIA ELISA
PREPARAZIONE

HV1

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG	index	negativo	< 36	negativo	< 36
IgM virus 1-2	index	negativo	< 50	negativo	< 50
dubbio IgM		50	60	50	60

ANTIC. ANTI HERPES GENITALIS 2

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 9 giorni
METODOLOGIA ELISA
PREPARAZIONE

HV2

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG	index	negativo	< 40	negativo	< 40
IgM virus 1-2	index	negativo	< 50	negativo	< 50
dubbio IgM		50	60	50	60

DOLICHOVESPULA MACULATA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

I2

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
DOLICHOVESPULA MACULATA	U/L				

VESPULA SPECIES

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

I3

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
VESPULA SPECIES					

POLISTES SPP

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

I4

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
POLISTES SPP					

CALABRONE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: --M---D
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

I75

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CALABRONE					

Ab ANTIGENE 2 DELL'ISULINOMA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 20 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

IA2

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Ab ANTIGENE 2 DELL'ISULINOMA	U/ml		< 0.75		< 0.75

Vademecum - Elenco Prestazioni

IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 12 giorni
METODOLOGIA ELISA
PREPARAZIONE

ICC

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
immuno complessi circolanti	microEq/ml		< 16		< 16
dubbio	microEq/ml	16	18	16	18
positivo	microEq/ml		> 18		> 18

ISOENZIMI DELLA FOSFATASI ALCALINA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 8 giorni
METODOLOGIA ELETTRIF.
PREPARAZIONE

IFA

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
epatica	%	15	72	15	72
Osseo	%	20	75	20	75
intestinale 1+ 2+ 3	%	0	14	0	14
biliare		1	14	1	14

IMMUNOGLOBULINE IgA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA NEFEL
PREPARAZIONE

IGA

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgA	mg/dl	82	453	82	453
bambini < 12 anni	mg/dl	18	250	18	250

IMMUNOGLOBULINE IgG

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA NEFEL
PREPARAZIONE

IGG

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG	mg/dl	751	1560	844	1912
bambini < 12 anni	mg/dl	340	1600	340	1600

ANTI HBSAG QUANTITATIVO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: --M---D
RISPOSTA DOPO: 3 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

IGGB

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ANTI HBSAG QUANTITATIVO	mlU/ml		> 10		> 10

IMMUNOGLOBULINE IgM

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA NEFEL
PREPARAZIONE

IGM

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgM	mg/dl	46	304	46	304

Vademecum - Elenco Prestazioni

HAV-IgM		IGMA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	--M---D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgM contro epatite A			negativo		negativo

ISOENZIMI LDH		ILD			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELETTROF.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LDH 1	%	20	30	20	30
LDH 2	%	30	40	30	40
LDH 3	%	20	25	20	25
LDH 4	%	7	15	7	15
LDH 5	%	5	15	5	15

IMMUNOFISSAZIONE		IMF			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IGFIX				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IMMUNOFISSAZIONE					

IMMUNOFISSAZIONE URINARIA		IMFU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IGFIX				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento	%				

INSULINEMIA		IN			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
insulinemia	microUI/ml	2	25	2	25

Vademecum - Elenco Prestazioni

SCREENING INFLUENZA A

ETICHETTA	INFLUENZA A
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--
RISPOSTA DOPO:	1 giorni
METODOLOGIA	IMMUNOCROM.
PREPARAZIONE	Tampone NASALE con materiale apposito.

INFA

IN SERVICE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO		negativo		negativo
Un risultato positivo indica la presenza di influenza di tipo A ed altre di ceppo A.				
Un risultato negativo non esclude la presenza del virus, se i criteri clinici lo confermano è consigliabile ripetere il test 3-4 giorni dopo (nota BIOMERIEUX)				
Un risultato positivo indica la presenza di influenza di tipo A ma non differenzia tra H1N1 ed altre di ceppo A.				
Un risultato negativo non esclude la presenza del virus, se i criteri clinici lo confermano è consigliabile ripetere il test 3-4 giorni dopo (nota BIOMERIEUX)				
COMMENTO				

INIBINA B

ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--
RISPOSTA DOPO:	18 giorni
METODOLOGIA	ELISA
PREPARAZIONE	

INIB

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
inibina B pg/ml	50	250	7	240
post menopausa pg/ml			0	7

INTOLLERANZA AL LATTOSIO (mut.C13910T)

ETICHETTA	INTOLLERANZA AL GLUCOSIO
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---
RISPOSTA DOPO:	10 giorni
METODOLOGIA	PCR
PREPARAZIONE	

INLAT

IN SERVICE citogenetica Baldi

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
INTOLLERANZA AL LATTOSIO (mut.13910T)		assente		assente

INSULINA POST PRANDIALE

ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	-M-G--D
RISPOSTA DOPO:	1 giorni
METODOLOGIA	
PREPARAZIONE	

INX

IN SERVICE BAINALISI TRE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
insulina post prandiale UI/ml	5	25	5	25

IPPOCASTANO

ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	L--G---
RISPOSTA DOPO:	2 giorni
METODOLOGIA	EIA
PREPARAZIONE	

IPPO

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IPPOCASTANO				

Vademecum - Elenco Prestazioni

TEST DI ISAC (IgE specifiche)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 20 giorni
METODOLOGIA MICROARRAY
PREPARAZIONE

ISAC

IN SERVICE SCALA

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

VEDI MODULO ACCLUSO

ISOENZIMI AMILASI

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA ENZ.COLOR
PREPARAZIONE

ISAMS

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

amilasi pancreatica	U/l	8	53	8	53
amilasi salivare	U/l		< 47		< 47

ISOENZIMI CK

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 10 giorni
METODOLOGIA ELETTRIF.
PREPARAZIONE

ISCK

IN SERVICE BIANALISI

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

CK-MM	%	95	100	95	100
CK-MB	%	0	0.5	0	0.5
CK-BB	%	0	0.5	0	0.5

ISTAMINA

ETICHETTA eparina
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 20 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

IST

IN SERVICE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

ISTAMINA	nM/l	0	10	0	10
----------	------	---	----	---	----

ESAME ISTOLOGICO

ETICHETTA ESAME ISTOLOGICO
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 11 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

ISTO

IN SERVICE SAMAR

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

esame istologico					
.					
.					
.					
.					

IVA CICLIATA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L-M-V--
RISPOSTA DOPO: 8 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

IVA

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

IVA CICLIATA					
--------------	--	--	--	--	--

Vademecum - Elenco Prestazioni

POTASSIEMIA		K				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IONSEL					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
POTASSIEMIA	mEq/l		2.6	5.5	3.5	5.5
OSSIDO DI ETILENE		K78				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
OSSIDO DI ETILENE						
LATTICE DI GOMMA		K82				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LATTICE DI GOMMA						
POTASSURIA		KU				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IONSEL					
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine delle 24 ore.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
potassio nelle urine	mEq/24h		30	90	30	90
LAK (Lupus Anti-coagulante)		LAC				
<i>ETICHETTA</i>	LUPUS ANTICOAGULANS					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COAGUL.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
lak	RN		0.8	1.2	0.8	1.2
LANCIUOLA		LAN				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
plantago lanceolata						
AC. LATTICO		LAT				
<i>ETICHETTA</i>	ACIDO LATTICO					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido lattico	mmoli		0.7	2.10	0.7	2.10

Vademecum - Elenco Prestazioni

LATTE		LATT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LATTE					
LEGIONELLA AG SU URINE		LAU			
<i>ETICHETTA</i>	LEGIONELLA AG URINE	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LEGIONELLA AG SU URINE			NEGATIVO		NEGATIVO
LDH (LATTICO DEIDROGENASI)		LDH			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LATTICO DEIDROGENASI	U/l	220	450	220	450
COLESTEROLO LDL		LDL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COLESTEROLO LDL	mg%ml		< 100		< 100
Abbastanza elevato	mg%ml	130	159	130	159
Elevato	mg%ml	160	189	160	189
Molto elevato	mg%ml		> 190		> 190
ANTICORPI ANTI LEPTOSPIROSI		LEPT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	F.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ANTICORPI ANTI LEPTOSPIROSI		< 1:8		< 1:8	
LE TEST		LET			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	AGGL.DIR.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LE TEST			negativo		negativo

Vademecum - Elenco Prestazioni

LH (ORMONE LUTEINIZZANTE)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

LH

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
fase follicolare	MUI/ml			1.9	12.5
picco ovulatorio	MUI/ml			8.7	76.3
fase luteinica	MUI/ml			0.5	16.9
postmenopausa	MUI/ml			15.9	54.0
uomo	MUI/ml	1.5	9.3		
ormone LH					
uomo > 70anni	MUI/ml	3.4	34.6		
bambini	MUI/ml	0	6.0	0	6.0
gravidanza	MUI/ml			0.1	1.5

LIEVITO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

LIEV

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
saccharomices cerev.					

LIPIDOGRAMMA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGVS-
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA ELETTRIF.
PREPARAZIONE

LIG

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
beta lipoproteine	%	50	65	50	65
pre-beta-lipoproteine	%	10	25	10	25
alfa-lipoproteine	%	20	40	20	40
rapporto beta-alfa		1	3	1	3

LIPEMIA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA COLOR
PREPARAZIONE

LIP

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LIPEMIA	mg%ml	400	1000	400	1000

LIPASI

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA CINETICO
PREPARAZIONE

LIPA

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LIPASI	U/l	0	60	0	60

LISOZIMA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 7 giorni
METODOLOGIA ENZIM.
PREPARAZIONE

LISO

IN SERVICE BAINALISI TRE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LISOZIMA	mg/l	3.0	9.0	3.0	9.0

Vademecum - Elenco Prestazioni

LITIEMIA (Farmaci)		LIT				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
indice terapeutico	mmol/l		0.5	1.5	0.5	1.5
LIPOPROTEINA A		LPP				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BAINALISI TRE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	TURBID					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
LIPOPROTEINA A	g/l		0.11	0.32	0.11	0.24
RHIZOPUS NIGRICANS		M11				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RHIZOPUS NIGRICANS						
CLADOSPORIUM HERBARUM		M2				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CLADOSPORIUM HERBARUM						
ASPERGILLUS FUMIGATU		M3				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ASPERGILLUS FUMIGATU						
CANDIDA ALBICANS		M5				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CANDIDA ALBICANS						
ALTERNARIA TENUIS		M6				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ALTERNARIA TENUIS						

Vademecum - Elenco Prestazioni

BOTRYTIS CINEREA		M7		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
BOTRYTIS CINEREA				
GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA AB		MAGAB		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	IFA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA AB			NEGATIVO	NEGATIVO
MAPPA CROMOSOMICA		MAP		
<i>ETICHETTA</i>	MAPPA CROMOSOMICA			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	citogenetica Baldi	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	21 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>				
<i>PREPARAZIONE</i>	L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.			
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
MAPPA CROMOSOMICA				
MARGHERITA DEI PRATI		MARG		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
MARGHERITA DEI PRATI				
MICRODELEZIONE CROMOSOMA Y		MCRY		
<i>ETICHETTA</i>	EDTA			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	citogenetica Baldi	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	13 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	SEQUENZ..AUTOM.			
<i>PREPARAZIONE</i>	L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.			
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
VEDI RELAZIONE				
MELONE		MEL		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
MELONE				
METAEMOGLOBINA		META		
<i>ETICHETTA</i>	METAEMOGLOBINA			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	CARBOSS			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
metaemoglobina	%Hb		<1.5	<1.5

Vademecum - Elenco Prestazioni

MORFINA		MF			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca delle droghe nelle urine	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	F.PIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
MORFINA			assente		assente
MUTAZIONE DEL FATTORE V DI LEIDEN		MFV			
<i>ETICHETTA</i>	FATTORE DI LEIDEN	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	18 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>	L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
MUTAZIONE DEL FATTORE V DI LEIDEN					
MAGNESIEMIA		MG			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
magnesio nel sangue	mg/dl	1.70	2.55	1.70	2.55
MAGNESIO ERITROCITARIO		MGE			
<i>ETICHETTA</i>	MAGNESIO ERITROCITARIO	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	13 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
MAGNESIO ERITROCITARIO	mg/l	40	60	40	60
MAGNESIURIA		MGU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine delle 24 ore.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
magnesiuria	mg/24h	70	120	70	120
PENICILLUM NOTATUM		MI			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PENICILLUM NOTATUM					

Vademecum - Elenco Prestazioni

MICOPLASMA		MICO			
<i>ETICHETTA</i>	tampone per micoplasma	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
ANTIBIOGRAMMA					
Doxiciclina					
Josamicina					
Ofloxacina					
Eritromicina					
Tetraciclina					
Ciprofloxacina					
Azitromicina					
Claritromicina					
Pristinamicina					
MICRO ALBUMINURIA		MICR			
<i>ETICHETTA</i>	microalbuminuria	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
MICROALBUMINURIA	mg/dl	< 1.90		< 1.90	
MIOGLOBINA		MIO			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELFA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
mioglobina	mcg/L		< 76		< 76
MIOGLOBINA URINARIA		MIOU			
<i>ETICHETTA</i>	MIOGLOBINA URINARIA	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
MIOGLOBINA URINE	micr/dl	< 6.0		< 6.0	
MICOPLASMA IgG-IgM		MIP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti micoplasma IGG	UA	Negativo	< 9.0	Negativo	< 9.0
anticorpi anti micoplasma IgM	UA	Negativo	< 9.0	Negativo	< 9.0
MITILI		MIT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
MITILI					

Vademecum - Elenco Prestazioni

MANDORLE		MND			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
MANDORLE					
MONONUCLEOSI (MONOTEST)		MON			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EMOAG.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
monotest					
ANTIC. ANTI MORBILLO IgG-IgM		MOR			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG	index	Negativo	< 0.9	Negativo	< 0.9
IgM	index	Negativo	< 0.9	Negativo	< 0.9
METANEFRINE PLASMATICHE		MTFP			
<i>ETICHETTA</i>	metanefrine plasmatiche	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Normetadrenalina	ng/l				
soggetti normali	ng/l	1000	2000	1000	2000
soggetti ipertesi	ng/l	1000	4000	1000	4000
metadrenalina	ng/l				
soggetti normali	ng/l	300	1000	300	1000
soggetti ipertesi	ng/l	500	1500	500	1500
5-MTHFR Variante 1298A/c		MTH12			
<i>ETICHETTA</i>	MTHFR	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>	L'esame può essere accettato dal lunedì al giovedì compreso.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
5-MTHFR Variante 1298A/c					
MUCOPROTEIDEMIA		MUC			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
alfa-1-glicoproteina acida	mg/dl	50	113	50	113

Vademecum - Elenco Prestazioni

MUCOR RACEMOSUS		MUCO			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
MUCOR RACEMOSUS					
SODIEMIA		NA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IONSEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
SODIEMIA	mEq/l	135	150	135	150
SODIURIA		NAU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IONSEL				
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine delle 24 ore.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
sodio nelle urine	mEq/24h	40	220	40	220
NEFA		NEFA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	18 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
NEFA	mg/l	37	126	37	126
Esame colturale per Neisseria gonorrhoeae		NEI			
<i>ETICHETTA</i>	GONOCOCCO	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
NIKEL EMATICO		NIK			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
NIKEL EMATICO	microg/dl	0.5	3.0	0.5	3.0
NIKEL URINARIO		NIKU			
<i>ETICHETTA</i>	Nikel urine	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
soggetti non esposti	microg/g creati	<10		<10	
soggetti esposti	microg/g creati	< 20		< 20	

Vademecum - Elenco Prestazioni

NOCE CALIFORNIANA		NOC			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
NOCE CALIFORNIANA					
NOCCIOLO		NOCC			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
NOCCIOLO					
NSE (ENOLASI NEURONE SPECIFICA)		NSE			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
neuron specific enolasi	microg/L	0	12.5	0	12.5
NT- pro BNP		NTBNP			
<i>ETICHETTA</i>	ormone natriuretico	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	FLUORES				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
0 - 75 anni	pg/ml	<20	125	<20	125
> 75 anni	pg/ml	126	450	126	450
OSTEOCALCINA		OC			
<i>ETICHETTA</i>	OSTEOCALCINA	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
osteocalcina	ng/ml				
adulti < 60 anni	ng/ml	10	30	7	30
adulti > 60 anni	ng/ml	7.0	29	10	40
IDROSSIPROLINURIA		OHP			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	H.P.L.C.				
<i>PREPARAZIONE</i>	Evitare nei due tre giorni precedenti e durante la raccolta stessa:carne e derivati,pesce,gelato e dolci.Raccolta delle 24 ore. CHIEDERE ALTEZZA E PESO				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
idrossiprolinuria	mg/24H				
bambini		< 100		< 100	
adulti		15	45	15	45

Vademecum - Elenco Prestazioni

IDROSSIPIRENE		OHPR			
<i>ETICHETTA</i>	IDROSSIPIRENE	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
idrossipirene					
non fumatori	mcg/gcreat	0	2.0	0	2.0
fumatori	mcg/gcreat	0	2.7	0	2.7
OLMO AMERICANO		OLM			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
OLMO AMERICANO					
OMOCISTEINA		OMP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
omocisteina	microM/l	<14			<14
OPPIACEI		OP			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca delle droghe nelle urine	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN				
<i>PREPARAZIONE</i>	Diversi farmaci narcotici possono cross-reagire e dare false positivita' allo screening. Si consiglia la sospensione dei farmaci 72 ore prima del prelievo.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Opiacei	ng/ml	negativo	<300	negativo	<300
OSMOLARITA' EMATICA		OSME			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
OSMOLARITA' EMATICA	mOsm/Kg	280	295	280	295
OSSALURIA		OSS			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta 24 h con urine acidificate	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>	Prima di iniziare la raccolta portare il contenitore per preparare l'acidificazione delle urine. Da 48 ore prima della raccolta e per tutto il periodo evitare di assumere vit.c.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
OSSALURIA	mg/24h	10	40	10	40
bambini	mg/24h	13	38	13	38

Vademecum - Elenco Prestazioni

FOSFOREMIA		P
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni	
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR	
<i>PREPARAZIONE</i>		
		MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE
FOSFOREMIA	mg%ml	2.7 4.8 2.7 4.5
ANISAKIS		P4
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni	
<i>METODOLOGIA</i>		
<i>PREPARAZIONE</i>		
		MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE
ANISAKIS		
PIUME DI PARROCCHETTO		P78
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	-M-G---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni	
<i>METODOLOGIA</i>	EIA	
<i>PREPARAZIONE</i>		
		MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE
PIUME DI PARROCCHETTO		
PAI-1		PAI
<i>ETICHETTA</i>	PAI 1	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> citogenetica Baldi
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni	
<i>METODOLOGIA</i>		
<i>PREPARAZIONE</i>		
		MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE
vedi modulo accluso		
PREALMUMINA		PALB
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni	
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL	
<i>PREPARAZIONE</i>		
		MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE
PREALBUMINA	g/l	0.25 0.45 0.25 0.45
PALEINO ODOROSO		PALE
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	-M--V--	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno	
<i>METODOLOGIA</i>	EIA	
<i>PREPARAZIONE</i>		
		MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE
PALEINO ODOROSO		
PALEO DEI PRATI		PALP
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno	
<i>METODOLOGIA</i>	EIA	
<i>PREPARAZIONE</i>		
		MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE
PALEO DEI PRATI		

Vademecum - Elenco Prestazioni

PAP (FOSF. AC. PROSTATICA)		PAP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FOSF. AC. PROSTATICA	ng/ml	0	3.5		
ANTIC. ANTI PAROTITE IgG-IgM		PAR			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELISA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG ant. anti parotide epidemica	U	< 0.9		< 0.9	
IgM ant. anti parotide epidemica	U	< 0.9		< 0.9	
PASMALUM NOTATUM		PAS			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PASMALUM NOTATUM					
PAP TEST (ES.CITOLOGICO CERVICO-VAGINALE)		PAT			
<i>ETICHETTA</i>	pap test	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CITOL.				
<i>PREPARAZIONE</i>	non va effettuato durante il ciclo mestruale. E' da considerare PAP TEST anche se la richiesta prevede: PRELIEVO ENDOCERVICALE.VA FATTO UN VETRINO SOLO				
	INSERIRE ANCHE "PCIT" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
commento					
PATATA		PATA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PATATA					
MONONUCLEOSI (PAUL BUNNEL TEST)		PB			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EMOAG.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Paul Bunnel e Davidson			negativo		negativo
PROTEINA BENCE JONES		PBJ			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IGFIX				
<i>PREPARAZIONE</i>	Opportuna la massima correttezza nella raccolta del campione di urine delle 24 ore.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PROTEINA BENCE JONES		assenti		assenti	

Vademecum - Elenco Prestazioni

PROTEINA C COAGULATIVA		PCC			
<i>ETICHETTA</i>	PROTEINE S C				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COAGUL.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
proteina c anticoagulante	%	71.8	146.2	71.8	146.2
PRELIEVO CITOLOGICO		PCIT			
<i>ETICHETTA</i>	PRELIEVO CITOLOGICO				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PRELIEVO CITOLOGICO					
PCR (PROTEINA C REATTIVA)		PCR			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PROTEINA C REATTIVA	mg/dl		<0.8		<0.8
PROTEINA C ALTA SENSIBILITA'		PCRS			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PROTEINA C ALTA SENSIBILITA'	mg/dl		< 0.3		< 0.3
PRODOTTI DEGRADAZIONE FIBRINOGENO		PDF			
<i>ETICHETTA</i>	PRODOTTI DEGRADAZIONE DEL FIBRINOGENO				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COAGUL.				
<i>PREPARAZIONE</i>	.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FDP	micrg/ml	0.22	0.77	0.22	0.77
debole positivo					
positivo					
PRELIEVO A DOMICILIO		PDO			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PRELIEVO A DOMICILIO					
PRELIEVO A DOMICILIO FUORI ZONA		PDOF			
<i>ETICHETTA</i>	prelievo a domicilio				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
prelievo a domicilio					

Vademecum - Elenco Prestazioni

DIRITTO D'URGENZA		PDUR			
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso	IN SERVICE			
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--				
RISPOSTA DOPO:	0 giorni				
METODOLOGIA					
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
diritto d'urgenza					
PROVA DEL LACCIO		PEM			
ETICHETTA	prove emogeniche	IN SERVICE			
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--				
RISPOSTA DOPO:	1 giorni				
METODOLOGIA					
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
prova del laccio					
ANTIC. ANTI PERTOSSE IgG-IgM		PER			
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso	IN SERVICE BIANALISI DUE			
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---				
RISPOSTA DOPO:	11 giorni				
METODOLOGIA	ELISA				
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Ab anti bordetella IgG	UA	Negativo	< 9.0	Negativo	< 9.0
Ab anti bordetella IgM	UA	Negativo	< 9.0	Negativo	< 9.0
PESCA		PES			
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso	IN SERVICE BIANALISI DUE			
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	L--G---				
RISPOSTA DOPO:	1 giorni				
METODOLOGIA	EIA				
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PESCA					
PENICILLINA G		PG			
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso	IN SERVICE BIANALISI DUE			
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	L--G---				
RISPOSTA DOPO:	1 giorni				
METODOLOGIA	EIA				
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PENICILLINA G					
PIASTRINE		PIA			
ETICHETTA	H2	IN SERVICE			
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--				
RISPOSTA DOPO:	0 giorni				
METODOLOGIA					
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
piastrine	/mmc	130000	400000	130000	400000
PIASTRINE SU CITRATO		PIAC			
ETICHETTA	CITRATO DI SODIO	IN SERVICE			
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--				
RISPOSTA DOPO:	0 giorni				
METODOLOGIA	RIA				
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PIASTRINE SU CITRATO					

Vademecum - Elenco Prestazioni

PINO STROBO		PINO			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PINO STROBO					
PIOPPO		PIO			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
pioppo					
PIOMBEMIA		PIOM			
<i>ETICHETTA</i>	PIOMBEMIA	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
piombemia	microg/dl	0	60	0	60
soggetti esposti					
PIOMBO NELLE URINE		PIOU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
piombo urinario	micrg/l	0	20	0	20
soggetti esposti		0	80	0	80
POLIPEPTIDE INTESTINALE VASOATTIVO		PIV			
<i>ETICHETTA</i>	PILIPEPTIDE INTESTIN.	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	14 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>	AVVERTIRE I PRELEVATORI DI USARE LA PROVETTA SPECIALE				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
polipeptide intestinale vasoattivo	ng/ml	23	63	23	63
PIRUVATO- CHINASI ERITROCITARIA		PKE			
<i>ETICHETTA</i>	PIRUVATO CHINASI	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
piruvato-chinasi eritrocitaria	U/g hb	26.5	48.7	26.5	48.7
PLASMINOGENO		PLA			
<i>ETICHETTA</i>	PLASMINOGENO	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CROMAT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PLASMINOGENO	%	75	140	75	140

Vademecum - Elenco Prestazioni

PRELIEVO MICROBIOLOGICO		PMI				
<i>ETICHETTA</i>	PRELIEVO MICROBIOLOGICO	<i>IN SERVICE</i>				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PRELIEVO MICROBIOLOGICO						
POLVERE DI CASA BENCARD		POBE				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
POLVERE DI CASA BENCARD						
POLVERE DI CASA GREER LABS INC		POGR				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
POLVERE DI CASA GREER LABS INC						
POPULUS DELTOIDES		POP				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
POPULUS DELTOIDES						
PORFIRINE TOTALI URINARIE		POR				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	20 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	CROMAT					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PORFIRINE TOTALI URINARIE	mcg/24h		150	400	150	400
URGENZA ORE 13		PR13				
<i>ETICHETTA</i>	URGENZA ORE 13	<i>IN SERVICE</i>				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
URGENZA ORE 13						
URGENZA 2 ORE		PR2H				
<i>ETICHETTA</i>	URGENZA IN 2 ORE	<i>IN SERVICE</i>				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--					
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
URGENZA 2 ORE						

Vademecum - Elenco Prestazioni

PRELIEVO A DOMICILIO		PRD			
<i>ETICHETTA</i>	prelievo a domicilio	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
prelievo a domicilio					
PROVE EMOGENICHE		PRE			
<i>ETICHETTA</i>	prove emogeniche	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
tempo di emorragia	minuti	1	3	1	3
tempo di coagulazione iniziale	minuti	1	5	1	5
tempo di coagulazione finale	minuti	1	10	1	10
prova del laccio			negativa		negativa
PRENOTAZIONE ANALISI		PREA			
<i>ETICHETTA</i>	PRENOTAZIONE ANALISI	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PRENOTAZIONE ANALISI					
PREZZEMOLO		PREZ			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PREZZEMOLO					
PROTIDOGRAMMA		PRG			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELETTROF.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
albumina	%	52	65	52	65
alfa 1 globulina	%	1.5	4.0	1.5	4.0
alfa 2 globulina	%	9.0	14.0	9.0	14.0
beta globulina	%	9.0	15.0	9.0	15.0
gamma globulina	%	10.0	22.0	10.0	22.0
commento					
ELETTROFORESI PROT. URINE		PRGU			
<i>ETICHETTA</i>	ELETTROF.PROT.URINARIA	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					

Vademecum - Elenco Prestazioni

PRIST (IGE TOTALI)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 3 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE Sospendere per almeno una settimana prima del prelievo terapie cortisoniche ed antiistaminiche.

PRI

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
prist (IgE totali)	UI/ml	0	200	0	200
Bordeline esiti da 20 a 100	UI/ml				
positivo	UI/ml		> 200		> 200

PRL

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

PRL

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PROLATTINA	ng/ml				
donna	ng/ml			0	30
gravidanza	ng/ml			9.7	208
menopausa	ng/ml			1.8	20.3
uomo	ng/ml	0	18		

PRIMIDONE (Farmaci)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 5 giorni
METODOLOGIA F.PIA
PREPARAZIONE

PRM

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PRIMIDONE	mcg/ml	5	12.0	5	12.0

ESAME CULTURALE SECRETO PROSTATICO COMPLETO

ETICHETTA COLTURA SECRETO PROSTATICO
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA COLT
PREPARAZIONE

PROB

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO					
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG					

PROGESTERONE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

PROG

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
fase follicolare	ng/ml			0.2	1.4
fase luteinica	ng/ml			3.3	25.5
postmenopausa	ng/ml			0.1	0.8
progesterone	ng/ml				
uomini	ng/ml	0.2	1.2		

PROSOPIS JULIFLORA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L-M-V--
RISPOSTA DOPO: 8 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

PROJ

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PROSOPIS JULIFLORA					

Vademecum - Elenco Prestazioni

PROTIDEMIA TOTALE		PRT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
protidemia	g/dl	6.4	8.3	6.4	8.3
PROTEINURIA		PRTU			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PROTEINURIA	mg/24 H		< 150		< 150
PSA (ANTIG. PROST.SPECIF.)		PSA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE BIANALISI</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	MEIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
antigene specifico prostatico	ng/ml	0	4.0		
PSA FREE		PSAF			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE BIANALISI</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
psa totale	ng/ml	0	4.0		
psa free					
rapporto psa free/ psa totale	PF/PS %		>13		
PROTEINA S COAGULATIVA		PSC			
<i>ETICHETTA</i>	PROTEINE S C				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COAGUL.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
proteina s anticoagulante	%	64.4	128.8	53.2	109.1
PARATORMONE		PTH			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE BIANALISI</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
paratormone intatto	pg/ml	12	72	12	72

Vademecum - Elenco Prestazioni

PANNELLO TROMBOFILIA

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

FATTORE DI LEIDEN
 LMMGV--
 13 giorni

PTRO

IN SERVICE citogenetica Baldi

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Fattore V di Leiden				
Fattore II (gene protrombina)				
MTHFR (mutazione C677T)				
MTHFR (mutazione 1298 A/C)				

PTT (TEMPO DI TROMBOPLASTINA)

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

coagulazioni
 LMMGV--
 0 giorni
 COAGUL.

PTT

IN SERVICE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
tempo parziale di tromboplastina	23.0	35	23.0	35
Ratio	0.82	1.18	0.82	1.18

FOSFORO URINARIO

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

raccolta delle urine delle 24 ore
 LMMGVS-
 0 giorni
 COLOR
 Raccolta delle urine delle 24 ore.

PU

IN SERVICE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
adulto	340	1000	340	1000
bambino	530	850	530	850

PENICILLINA V

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 L--G---
 1 giorni
 EIA

PV

IN SERVICE BIANALISI DUE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PENICILLINA V				

PRELIEVO URETRALE O VAGINALE

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

tampone vaginale
 LMMG---
 0 giorni

PVA

IN SERVICE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
prelievo vaginale o uretrale				

PRELIEVO VENOSO

ETICHETTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:
RISPOSTA DOPO:
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

Etichette Sangue Venoso
 LMMGV--
 0 giorni

PVE

IN SERVICE

	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE

Vademecum - Elenco Prestazioni

RICERCA AG GIARDIA LAMBLIA		RAGI			
<i>ETICHETTA</i>	esame delle feci	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
RAST		RAS			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>	Sospendere per almeno una settimana prima del prelievo terapie cortisoniche ed antiistaminiche.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgE specifiche	UI/ml				
Assente	UI/ml	0	0.35	0	0.35
Livello basso	UI/ml	0.36	0.70	0.36	0.70
Livello medio-basso	UI/ml	0.71	3.50	0.71	3.50
Livello medio	UI/ml	3.51	17.50	3.51	17.50
Livello medio-alto	UI/ml	17.51	50.00	17.51	50.00
Livello alto	UI/ml	50.01	100.00	50.01	100.00
livello altissimo	UI/ml		> 100.00		> 100.00
RICERCA CULTURALE BK SPERMA		RBKS			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca b. di Koch nello sperma	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	40 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RICERCA CULTURALE BK SPERMA			negativa		negativa
CEFACOR		RC7			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CEFACOR					
RICERCA DELLA CLAMIDIA NELLE URINE		RCLU			
<i>ETICHETTA</i>	tampone per clamidia	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	-M--V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
RICERCA MICETI E DERMATOFITI		RCM			
<i>ETICHETTA</i>	coltura aspecifica	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	21 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>	questa ricerca va fatta solo su tessuti esterni (cute, unghie etc..)				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
miceti ricerca culturale					

Vademecum - Elenco Prestazioni

RICERCA DEGLI EOSINOFILI NELLE FECI		RDE				
<i>ETICHETTA</i>	esame delle feci					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RICERCA DEGLI EOSINOFILI NELLE FECI						
RENINA IN ORTOSTATISMO		REN				
<i>ETICHETTA</i>	RENINA					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
renina dopo moto	ng/ml/h		1.5	5.7	1.5	5.7
RENINA IN CLINOSTATISMO		REN1				
<i>ETICHETTA</i>	RENINA					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
renina basale	ng/ml/h		0.2	2.8	0.2	2.8
RETICOLOCITI		RET				
<i>ETICHETTA</i>	H2					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RETICOLOCITI	x 1000		3	20	3	20
RICERCA EOSINOFILI NEL TAMPONE NASALE		RETN				
<i>ETICHETTA</i>	TAMPONE NASALE					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.					
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RICERCA EOSINOFILI NEL TAMPONE NASALE						
SGOMBRO		RF206				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
SGOMBRO						
CAVOLINI DI BRUXELLES		RF217				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CAVOLINI DI BRUXELLES						

Vademecum - Elenco Prestazioni

SEMI DI FINOCCHIO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM-----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

RF219

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

SEMI DI FINOCCHIO

VANIGLIA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM-----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

RF234

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

VANIGLIA

PINOLO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM-----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

RF253

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

PINOLO

MELANZANA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM-----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

RF262

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

MELANZANA

BASILICO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM-----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

RF269

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

BASILICO

ANICE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM-----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

RF271

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

ANICE

TIMO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LM-----
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA RIA
PREPARAZIONE

RF273

IN SERVICE BIANALISI DUE

MIN UOMO MAX UOMO MIN DONNE MAX DONNE

TIMO

Vademecum - Elenco Prestazioni

FINOCCHIO FRESCO		RF276		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
FINOCCHIO FRESCO				
CURRY		RF281		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
CURRY				
NASELLO		RF307		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
NASELLO				
SARDA		RF308		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
SARDA				
CECI		RF309		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
CECI				
PESCE SPADA		RF312		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
PESCE SPADA				
ACCIUGA		RF313		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
ACCIUGA				

Vademecum - Elenco Prestazioni

FICO		RF328		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
FICO				
ANGURIA		RF329		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
ANGURIA				
ZAFFERANO		RF331		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
ZAFFERANO				
MENTA		RF332		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
MENTA				
SOGLIOLA		RF337		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
SOGLIOLA				
TABANUS SPP. TAFANO		RI204		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
TABANUS SPP. TAFANO				
REUMA TEST		RM		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
REUMA TEST	UI/ml			<20

Vademecum - Elenco Prestazioni

RICERCA MENINGO COCCO		RME				
<i>ETICHETTA</i>	tampone per meningococchi					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COLT					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RICERCA MENINGO COCCO						
RICERCA ROTAVIRUS SU FECI		ROT				
<i>ETICHETTA</i>	ES.COLTUR.DELLE FECI					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG--D	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ricerca rotavirus su feci				negativo		negativo
ricerca adenovirus su feci				negativo		negativo
RESISTENZA ALLA PROTEINA C ATTIVATA		RPCA				
<i>ETICHETTA</i>	PROTEINE S C					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COAGUL.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RESISTENZA PROT C ATTIVATA	RN			> 0.8		> 0.8
RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRINA		RST				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RECETTORE SOLUBILE DELLA TRANSFERRINA	mg/l		0.83	1.76	0.83	1.76
CARPINUS BETULUS		RT209				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CARPINUS BETULUS						
RICERCA TRICHOMONAS A FRESCO		RTR				
<i>ETICHETTA</i>	ricerca trichomonas					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno					
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ricerca trichomonas a fresco						
RUMEX ACETOSA		RUME				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	EIA					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
RUMEX ACETOSA						

Vademecum - Elenco Prestazioni

SALICILEMIA		SA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
salicemia	mg/dl	0.0	20	0.0	20
SALSOLA CALI		SALS			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
SALSOLA CALI					
ES. COLT. LIQ. SEMINALE		SC			
<i>ETICHETTA</i>	sperma	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV-D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
SCAMPI		SCAM			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
SCAMPI					
SPERMIOCOLTURA COMPLETA		SCB			
<i>ETICHETTA</i>	sperma	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO					
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG					
SCREENING DRUGS		SCD			
<i>ETICHETTA</i>	DROGHE	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUN				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
OPPIACEI	ng/ml	negativo	<300	negativo	<300
COCAINA	ng/ml	negativo	<300	negativo	<300
CANNABINOIDI	ng/ml	negativo	<50	negativo	<50
METADONE	ng/ml	negativo	<300	negativo	<300
AMFET. METAMF. ECSTASY	ng/ml	negativo	<500	negativo	<500
CREATINURIA	mg/dl	> 50		> 50	
BUPRENORFINA	ng/ml	negativo	< 5	negativo	< 5
BUPRENORFINA	ng/ml	negativo	< 5	negativo	< 5
COMMENTO					
COMMENTO					

Vademecum - Elenco Prestazioni

SCOTCH-TEST		SCT	
<i>ETICHETTA</i>	scotch test	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC		
<i>PREPARAZIONE</i>	devono avere i vetrini opportunamente preparati con lo scotch trasparente.		
		MIN UOMO	MAX UOMO
SCOTCH-TEST			
SEDANO		SED	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	EIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
SEDANO			
MEDICINALE GNRH		SGNR	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>			
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
MEDICINALE GNRH			
SHBG		SHB	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	RIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
sex hormone binding glogulin	nM/l	13	71
		MIN DONNE	MAX DONNE
		18	114
SOTTOCLASSI IGG		SIGG	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	16 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
IgG1	g/l	1.8	12.4
IgG2	g/l	0.34	6.4
IgG3	g/l	0.13	1.63
IgG4	g/l	0.01	2.3
		MIN DONNE	MAX DONNE
STRISCIO MAMMARIO		SMA	
<i>ETICHETTA</i>	striscio mammario	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
commento			

Vademecum - Elenco Prestazioni

SOMATOMEDINA C

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 8 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

SMC

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
somatomedina c	ng/ml				
bambini 0-2 anni	ng/ml	51	303	51	303
bambini 2-5 anni	ng/ml	49	283	49	283
bambini 5 - 7 anni	ng/ml	52	316	52	316
bambini 7-10 anni	ng/ml	64	452	64	452
bambini 10-14 anni	ng/ml	111	972	111	972
14-20 anni	ng/ml	237	903	237	903
20-40 anni	ng/ml	116	284	116	284
40-50 anni	ng/ml	101	252	101	252
> 50 anni	ng/ml	87	200	87	200

RISCHIO GENETICO INFARTO MIOCARDIO (SNP)

ETICHETTA RISCHIO INFARTO MIOCARDIO
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 25 giorni
METODOLOGIA PCR
PREPARAZIONE

SNP

IN SERVICE citogenetica Baldi

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
VEDI MODULO ACCLUSO					

RICERCA DEL SANGUE OCCULTO

ETICHETTA sangue occulto
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA IMMUNOCROM.
PREPARAZIONE

SO

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
sangue occulto		negativo		negativo	

SOLIDAGO VIRGAUREA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L-M-V--
RISPOSTA DOPO: 8 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

SOL

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
SOLIDAGO VIRGAUREA					

STRISCIO ORMONALE

ETICHETTA striscio vaginale
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: -M-----
RISPOSTA DOPO: 5 giorni
METODOLOGIA MICROSC
PREPARAZIONE

SOR

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					

SORGHUM HALEPENSE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L-M-V--
RISPOSTA DOPO: 8 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

SORG

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
SORGHUM HALEPENSE					

Vademecum - Elenco Prestazioni

STIMOLO CON PER		STIM	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>			
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
commento			
MEDICINALE TRH		STRH	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVSD-		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>			
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
MEDICINALE TRH			
STRISCIO URETRALE		SUR	
<i>ETICHETTA</i>	STRISCIO URETRALE	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	-M----		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	MICROSC		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
commento			
ESAME DEL SECRETO VAGINALE		SV	
<i>ETICHETTA</i>	striscio vaginale	<i>IN SERVICE</i>	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	CITOL.		
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
		MIN UOMO	MAX UOMO
commento			
TEST AL SYNACTHEN PER IL CORTISOLO		SYCO	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>			
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
cortisolo	ng/ml	43	224
		MIN DONNE	MAX DONNE
		43	224
PLATANUS ACERIFOLIA OCCIDENTALIS		T11	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	EIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
PLATANUS ACERIFOLIA			
SALICE		T12	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	EIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
salix caprea			

Vademecum - Elenco Prestazioni

POPULUS NIGRA		T14		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
POPULUS NIGRA				
FRAXSINUS AMERICANA		T15		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
FRAXSINUS AMERICANA				
ONTANO		T2		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
ONTANO				
CASTANEA SATIVA		T206		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
CASTANEA SATIVA				
LIGUSTRUM VULGARE		T210		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LM----	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	RIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
LIGUSTRUM VULGARE				
T3 (TRIIODOTIRONINA)		T3		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
TRIIODOTIRONINA	nmol/L	0.9	2.33	0.9
BETULA ALBA		T3B		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE
BETULA ALBA				

Vademecum - Elenco Prestazioni

T4 (TIROXINA)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA IMMUNOENZ.
PREPARAZIONE

T4

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TIROXINA	nmol/L	60	120	60	120

CORYLUS AVELLANA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L-----
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

T4C

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
CORYLUS AVELLANA					

FAGUS SPP.

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

T5

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
FAGUS SPP.					

QUERCUS ALBA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

T7Q

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
QUERCUS ALBA					

OLEA EUROPEA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA EIA
PREPARAZIONE

T9

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
OLEA EUROPEA					

TITOLO ANTISTAFILOLISINICO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 11 giorni
METODOLOGIA AGGL.DIR.
PREPARAZIONE

TAF

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Titolo antistafilolisinico	U/l		< 2.0		< 2.0

TALASSEMIA BETA (23 MUTAZIONI)

ETICHETTA EDTA
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 15 giorni
METODOLOGIA ADVIA 2120
PREPARAZIONE

TALA

IN SERVICE citogenetica Baldi

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Vedi modulo accluso					

Vademecum - Elenco Prestazioni

TEST CONFERMA AMFETAMINE ED ANALOGHI		TAMF	
<i>ETICHETTA</i>	DROGHE		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	GASCROM		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
TEST CONFERMA AMFETAMINE ED ANALOGHI	ng/ml	neg.	<250
TAS (TITOLO ANTISTREPTOLISINICO)		TAS	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
TITOLO ANTISTREPTOLISINICO	UAS		<116
TAMP. AURICOLARE		TAU	
<i>ETICHETTA</i>	tampone auricolare		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	COLT		
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
		MIN UOMO	MAX UOMO
esito			
TAMPONE AURICOLARE COMPLETO		TAUB	
<i>ETICHETTA</i>	tampone auricolare		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	COLT		
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
		MIN UOMO	MAX UOMO
COMMENTO			
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG			
TBG (TYROID BINDING GLOBULIN)		TBG	
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	RIA		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
TBG	pg/ml	13	39
gravidanza	pg/ml		21
TEST DI CONFERMA CANNABINOIDI		TCAN	
<i>ETICHETTA</i>	DROGHE		
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni		
<i>METODOLOGIA</i>	GASCROM		
<i>PREPARAZIONE</i>			
		MIN UOMO	MAX UOMO
TEST DI CONFERMA CANNABINOIDI	ng/ml	neg.	<15

Vademecum - Elenco Prestazioni

TAMP. OCULARE		TCO			
ETICHETTA	tampone congiuntivale				
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--	IN SERVICE			
RISPOSTA DOPO:	3 giorni				
METODOLOGIA	COLT				
PREPARAZIONE	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito					
TAMPONE CONGIUNTIVALE COMPLETO		TCOB			
ETICHETTA	tampone congiuntivale				
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--	IN SERVICE			
RISPOSTA DOPO:	2 giorni				
METODOLOGIA	COLT				
PREPARAZIONE	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO					
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG					
TEST DI CONFERMA COCAINA		TCOC			
ETICHETTA	DROGHE				
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---	IN SERVICE			
RISPOSTA DOPO:	9 giorni				
METODOLOGIA	GASCROM				
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TEST DI CONFERMA COCAINA	ng/ml	neg.	<100	neg.	<100
TAMPONE DIFTERICO		TDI			
ETICHETTA	tampone difterico				
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGVS-	IN SERVICE			
RISPOSTA DOPO:	4 giorni				
METODOLOGIA	COLT				
PREPARAZIONE	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TAMPONE DIFTERICO					
TEMPO DI EMORRAGIA		TEM			
ETICHETTA	prove emogeniche				
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGVS-	IN SERVICE			
RISPOSTA DOPO:	1 giorni				
METODOLOGIA					
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TEMPO DI EMORRAGIA METODO DI IVY,SHAPIRO,MELNICK	minuti		< 3		< 3
TEOFILLINA (Farmaci)		TEO			
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso				
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---	IN SERVICE BIANALISI DUE			
RISPOSTA DOPO:	4 giorni				
METODOLOGIA	CHEMILUM				
PREPARAZIONE					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
teofillina	mcg/ml	10	20	10	20

Vademecum - Elenco Prestazioni

TESTOSTERONE

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

TES

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
uomo	ng/ml	2.8	8.0		
donne	ng/ml			0.06	0.82
puberteri	ng/ml		<0.3		<0.3
testosterone	ng/ml				

ANTIC. ANTI TETANO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA IMMUNOCROM.
PREPARAZIONE

TET

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
antic. anti tetano					
Negativo = assenza di protezione	UI/ml	0.11	0.50	0.11	0.50
Dubbio = debole protezione	UI/ml	0.51	1.0	0.51	1.0
Positivo = buona protezione	UI/ml		> 1.0		> 1.0

TAMP. OROFARINGEO

ETICHETTA tampone faringeo
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA COLT
PREPARAZIONE INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.
 INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

TFA

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TAMP. OROFARINGEO					

TAMPONE FARINGEO COMPLETO

ETICHETTA tampone faringeo
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA COLT
PREPARAZIONE INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.
 INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.

TFAB

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO					
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG					

TRANSFERRINA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA NEFEL
PREPARAZIONE

TFE

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TRANSFERRINA	mg/dl	202	336	202	336

TRANSFERRINA INSATURA

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA NEFEL
PREPARAZIONE

TFEI

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TRANSFERRINA INSATURA	micrg/dl	190	300	190	300

Vademecum - Elenco Prestazioni

TAMPONE PER GARDNERELLA		TGA			
<i>ETICHETTA</i>	tampone vaginale	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
TEST DI GRAVIDANZA		TIG			
<i>ETICHETTA</i>	TEST DI GRAVIDANZA	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	AGGL.DIR.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
test di gravidanza					
TOXOPLASMOSI IGA		TIGA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	16 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TOXOPLASMOSI IGA	UA/ml		<4		<4
TIGLIO		TIGL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TIGLIO					
TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA		TL			
<i>ETICHETTA</i>	tipizzazione linfocitaria	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMM----				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CITOFI.				
<i>PREPARAZIONE</i>	L'esame può essere accettato solo lunedì , martedì e mercoledì'				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
linfociti tot.periferici					
linfociti T periferici (CD3)	%	72	92	72	92
linfociti B CD19+	%	3	17	3	17
linfociti T helper CD4+	%	32	60	32	60
linfociti T suppressor CD8+	%	16	40	16	40
Ratio CD4+/CD8+		0.8	2.0	0.8	2.0
linfociti NK CD56+					
linfociti NK CD 16					
TAMPONE LACRIMALE		TLAC			
<i>ETICHETTA</i>	tampone congiuntivale	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	BATTER				
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.	MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
tampone lacrimale					

Vademecum - Elenco Prestazioni

TAMP. URETRALE (COLT.LIQ. PROSTATICO)		TLP	
ETICHETTA	tampone uretrale		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGVS-	IN SERVICE	
RISPOSTA DOPO:	4 giorni		
METODOLOGIA	COLT		
PREPARAZIONE	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
		MIN UOMO	MAX UOMO
commento			
TEST CONFERMA METADONE		TME	
ETICHETTA	DROGHE		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---	IN SERVICE	
RISPOSTA DOPO:	9 giorni		
METODOLOGIA	GASCROM		
PREPARAZIONE			
		MIN UOMO	MAX UOMO
TEST CONFERMA METADONE	ng/ml	neg.	<100
		MIN DONNE	MAX DONNE
		neg.	<100
TAMPONE NASALE		TNA	
ETICHETTA	tampone coltura generica		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--	IN SERVICE	
RISPOSTA DOPO:	4 giorni		
METODOLOGIA	COLT		
PREPARAZIONE	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
		MIN UOMO	MAX UOMO
commento			
TAMPONE NASALE COMPLETO		TNAB	
ETICHETTA	TAMPONE NASALE		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--	IN SERVICE	
RISPOSTA DOPO:	2 giorni		
METODOLOGIA	COLT		
PREPARAZIONE	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		
		MIN UOMO	MAX UOMO
COMMENTO			
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG			
TONNO		TON	
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	L--G---	IN SERVICE BIANALISI DUE	
RISPOSTA DOPO:	1 giorni		
METODOLOGIA	EIA		
PREPARAZIONE			
		MIN UOMO	MAX UOMO
TONNO			
TEST CONFERMA OPPIACEI		TOP	
ETICHETTA	DROGHE		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---	IN SERVICE	
RISPOSTA DOPO:	9 giorni		
METODOLOGIA	GASCROM		
PREPARAZIONE			
		MIN UOMO	MAX UOMO
TEST CONFERMA OPPIACEI	ng/ml	neg.	<100
		MIN DONNE	MAX DONNE
		neg.	<100

Vademecum - Elenco Prestazioni

TOXOPLASMA GONDII TEST DI AVIDITA'

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: L--G---
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

TOXA

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
toxoplasma gondii	index avidità				
IgG a debole attività			< 0.200		< 0.200
IgG ad attività intermedia		0.200	0.300	0.200	0.300
IgG a forte attività			> 0.300		>0.300

TOXOPLASMOSSI TEST (IGG-IGM)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG--D
RISPOSTA DOPO: 3 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

TOXO

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IgG	IU/ml		< 7.2		< 7.2
IgM Specifiche	AU/ml		< 10		< 10
commento					

TPA (ANTIG. POLIPEPTIDICO TISSUTALE)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: --M---
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA CHEMILUM
PREPARAZIONE

TPA

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
tissue polypeptide Ag	U/l	0	75	0	75

TPHA QUANTITATIVO

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 4 giorni
METODOLOGIA HAI
PREPARAZIONE

TPH

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TPHA QUANTITATIVO		< 1:80	negativo	<1:80	negativo

ANTI PEROSSIDASI TIROIDEA (TPO)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 2 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

TPO

IN SERVICE BIANALISI

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
anticorpi anti perossidasi tiroidea	UI/ML		< 34		< 34

PT (TEMPO DI PROTROMBINA)

ETICHETTA coagulazioni
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA COAGUL.
PREPARAZIONE

TQ

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
tempo di protrombina in sec.	secondi	8	13	8	13
protrombina in %	%	70	120	70	120
INR		0.80	1.20	0.80	1.20

Vademecum - Elenco Prestazioni

STIMOLO CON TRH PER 17B		TR17	
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---	IN SERVICE	
RISPOSTA DOPO:	2 giorni		
METODOLOGIA	CHEMILUM		
PREPARAZIONE			
		MIN UOMO	MAX UOMO
17 beta estradiolo	pg/ml		
TEMPO DI RETRAZIONE DEL COAGULO		TRCG	
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--	IN SERVICE	
RISPOSTA DOPO:	0 giorni		
METODOLOGIA			
PREPARAZIONE			
		MIN UOMO	MAX UOMO
TEMPO DI RETRAZIONE DEL COAGULO	h	0	4
STIMOLO CON TRH PER FSH		TRFS	
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG--D	IN SERVICE BAINALISI TRE	
RISPOSTA DOPO:	1 giorni		
METODOLOGIA	CHEMILUM		
PREPARAZIONE			
		MIN UOMO	MAX UOMO
ormone follicolostimolante	mUI/ml		
TIREOGLOBULINA		TRG	
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG---	IN SERVICE BIANALISI	
RISPOSTA DOPO:	2 giorni		
METODOLOGIA			
PREPARAZIONE			
		MIN UOMO	MAX UOMO
TIREOGLOBULINA	ng/ml	< 75	< 75
TRIGLICERIDEMIA		TRI	
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMGV--	IN SERVICE	
RISPOSTA DOPO:	0 giorni		
METODOLOGIA	COLOR		
PREPARAZIONE			
		MIN UOMO	MAX UOMO
trigliceridi	mg/ml	40	180
TRI TEST (COMPRESA ECOGRAFIA)		TRIT	
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	--M---	IN SERVICE citogenetica Baldi	
RISPOSTA DOPO:	15 giorni		
METODOLOGIA			
PREPARAZIONE	L'esame va effettuato non prima della 15a settimana di gravidanza. Non può essere effettuato in gravidanze trigemellari.		
		MIN UOMO	MAX UOMO
alfafetoproteina	ng/ml		
hcg			
estriolo			
STIMOLO CON TRH PER LH		TRLH	
ETICHETTA	Etichette Sangue Venoso		
GIORNI INIZIO DOSAGGIO:	LMMG--D	IN SERVICE BAINALISI TRE	
RISPOSTA DOPO:	1 giorni		
METODOLOGIA	CHEMILUM		
PREPARAZIONE			
		MIN UOMO	MAX UOMO
ormone luteotropo	mUI/ml		

Vademecum - Elenco Prestazioni

TROPONINA		TROP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ELFA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
TROPONINA	microg/l	MIN UOMO < 0.01	MAX UOMO []	MIN DONNE < 0.01	MAX DONNE []
ALFA 1 ANTITRIPSINA		TRP			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE BIANALISI DUE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	7 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
alfa-1-antitripsina	g/l	MIN UOMO 0.9	MAX UOMO 2.0	MIN DONNE 0.9	MAX DONNE 2.0
STIMOLO CON TRH PER T3		TRT3			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE BAINALISI TRE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-MG--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
T3	ng/ml	MIN UOMO 0.6	MAX UOMO 1.8	MIN DONNE 0.6	MAX DONNE 1.8
STIMOLO CON TRH PER T4		TRT4			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE BAINALISI TRE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-MG--D				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
T4	ng/ml	MIN UOMO 4.5	MAX UOMO 10.9	MIN DONNE 4.5	MAX DONNE 10.9
TSH		TSH			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE BIANALISI</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
tireostimolante	mcrq UI/ml	MIN UOMO 0.55	MAX UOMO 4.78	MIN DONNE 0.55	MAX DONNE 4.78
TAMPONE URETRALE		TUR			
<i>ETICHETTA</i>	tampone uretrale	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>					
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO. INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
commento		MIN UOMO []	MAX UOMO []	MIN DONNE []	MAX DONNE []
TAMPONE URETRALE COMPLETO		TURB			
<i>ETICHETTA</i>	tampone uretrale	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO. INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.				
COMMENTO		MIN UOMO []	MAX UOMO []	MIN DONNE []	MAX DONNE []
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG		[]	[]	[]	[]

Vademecum - Elenco Prestazioni

Esame colturale del secreto vaginale		TVA				
<i>ETICHETTA</i>	tampone vaginale					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	3 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COLT					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
tampone vaginale						
TAMPONE VAGINALE COMPLETO		TVAB				
<i>ETICHETTA</i>	tampone vaginale					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>	COLT					
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.					
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
COMMENTO						
VEDI MODULO ACCLUSO PER ABG						
TEST ALLO XILOSIO		TXIL				
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni	BAINALISI TRE				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR					
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine 5 ore dopo aver assunto lo xilosio.					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
xilosemia a 0 minuti	ml/dl		0	3	0	3
xilosemia a 120 minuti	mg/dl		> 30		> 30	
xilosuria	%		22	33	22	33
commento						
AMP - CICLICO URINARIO		UAC				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni	BAINALISI TRE				
<i>METODOLOGIA</i>	RIA					
<i>PREPARAZIONE</i>	Sospendere alcoolici e farmaci nelle 48 ore che precedono il test					
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
AMP ciclico urinario	picoM/24h		1500	6000	1500	6000
AZOTURIA		UAZ				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorno					
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
esito	g/24h		20	35	20	35
RAME NELLE URINE (CUPRURIA)		UCU				
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore					
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	12 giorni	BAINALISI TRE				
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO					
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
rame urinario	mcg/l		15	60	15	60

Vademecum - Elenco Prestazioni

METADONE URINARIO		UMD			
<i>ETICHETTA</i>	ricerca delle droghe nelle urine	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	5 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	F.PIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
METADONE	mg/ml	negativo	<300	negativo	<300
URICEMIA (URATO)		UR			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
uricemia	mg%ml	2.4	7	2.4	6
CLEARANCE DELL'UREA		URCL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>	Raccolta delle urine delle 24 ore.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
urea clearance	ml/min	76	125	76	125
UREAPLASMA		URE			
<i>ETICHETTA</i>	UREAPLASMA	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
commento					
ANTIBIOGRAMMA					
Doxiciclina					
Josamicina					
Ofloxacina					
Eritromicina					
Tetraciclina					
Ciprofloxacina					
Ciprofloxacina					
Azitromicina					
Claritromicina					
Pristinamicina					
URTICA DIOICA		URT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
URTICA DIOICA					
URICOSURIA		UUR			
<i>ETICHETTA</i>	raccolta delle urine delle 24 ore	<i>IN SERVICE</i>			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	0 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
URICOSURIA	mg/24h	250	900	250	900

Vademecum - Elenco Prestazioni

UVA		UVA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
UVA		UI/ml			
XILOSURIA		UXI			
<i>ETICHETTA</i>	XILOSURIA	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	10 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ENZIM.				
<i>PREPARAZIONE</i>	Assumere lo xilosio e raccogliere le urine nelle 5 ore consecutive.				
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
xilosio nelle urine	%	> 16		> 16	
ZINCO URINARIO		UZI			
<i>ETICHETTA</i>	esame delle urine	<i>IN SERVICE</i> BAINALISI TRE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	ASS.ATOMICO				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ZINCO URINARIO	mcg/l	0	1500	0	1500
VITAMINA B12 (COBALAMINA)		V12			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	2 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CHEMILUM				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
vitamina b12	pg/ml	180	914	180	914
AC. VALPROICO (Farmaci)		VAL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	NEFEL				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
acido valproico	mcg/ml	50	100	50	100
ANTIC. ANTI VARICELLA IgG-IgM		VAR			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	IMMUNOENZ.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
IGG	INDEX	Negativo	< 0.9	Negativo	< 0.9
IgM	INDEX	Negativo	< 0.9	Negativo	< 0.9
VITAMINA B6		VB6			
<i>ETICHETTA</i>	VIT B6	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	30 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	CROMAT				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Vitamina B6	ng/ml	4.3	17.5	4.3	17.5

Vademecum - Elenco Prestazioni

VITAMINA 25- OH- D3

ETICHETTA VIT D3 congelato
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 8 giorni
METODOLOGIA H.P.L.C.
PREPARAZIONE

VD3

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
VITAMINA D3					
inverno	microg/l	10	60	10	60
estate	microg/l	20	120	20	120

VDRL

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGV--
RISPOSTA DOPO: 1 giorni
METODOLOGIA AGGL.DIR.
PREPARAZIONE

VDR

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
v.d.r.l.			negativa		negativa

VES

ETICHETTA velocità di eritrosedimentazione
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMGVS-
RISPOSTA DOPO: 0 giorni
METODOLOGIA
PREPARAZIONE

VES

IN SERVICE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ves		2	15	2	17

VITAMINA A

ETICHETTA VITAMINA E
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 10 giorni
METODOLOGIA H.P.L.C.
PREPARAZIONE Plasma congelato inviato al buio

VITA

IN SERVICE BAINALISI TRE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
VITAMINA A	mg/l	0.30	0.65	0.30	0.65

VITAMINA E (Tocoferolo)

ETICHETTA Etichette Sangue Venoso
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 10 giorni
METODOLOGIA H.P.L.C.
PREPARAZIONE

VITE

IN SERVICE BAINALISI TRE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Gamma Tocoferolo	mcg/ml	0.2	0.4	0.2	0.4
Alfa tocoferolo	mcg/ml	5.0	20.0	8.5	20.0

VMA (ACIDO VANIL MANDELICO)

ETICHETTA raccolta 24 h con urine acidificate
GIORNI INIZIO DOSAGGIO: LMMG---
RISPOSTA DOPO: 12 giorni
METODOLOGIA H.P.L.C.
PREPARAZIONE Durante la raccolta delle urine e per i tre giorni precedenti non assumere :noci,banane,uva,prugne,pomodori.
 Prima di iniziare la raccolta portare il contenitore per preparare l'acidificazione delle urine.

VMA

IN SERVICE BIANALISI DUE

		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
adulti	mg/24h	1.8	6.9	1.8	6.9

Vademecum - Elenco Prestazioni

TAMP. VULVARE		VUL		
<i>ETICHETTA</i>	tampone vaginale			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGVS-	<i>IN SERVICE</i>		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	4 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	COLT			
<i>PREPARAZIONE</i>	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.			
	INSERIRE ANCHE "PMI" SU QUALSIASI NOMENCLATORE USATO.		MIN UOMO	MAX UOMO
tampone vaginale				
WASSERMANN		W		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>				
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
antigene treponemico				negativo
antigene cardiolipinico				negativo
v.d.r.l.				negativo
AMBROSIA ELATIOR		W1		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
AMBROSIA ELATIOR				
CHENOPODIUM ALBUM		W10		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
farinaccio selvatico				
PARIETARIA OFFICINALIS		W19		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
PARIETARIA OFFICINALIS				
PARIETARIA JUDAICA		W21		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
PARIETARIA JUDAICA				
ASSENZIO SELVATICO		W6		
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso			
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i> BIANALISI DUE		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni			
<i>METODOLOGIA</i>	EIA			
<i>PREPARAZIONE</i>				
			MIN UOMO	MAX UOMO
artemisia vulgaris				

Vademecum - Elenco Prestazioni

TARAXACUM OFFICINALIS		W8			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L--G---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
TARAXACUM OFFICINALIS					
REAZ. DI WAALER ROSE		WAA			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	AGGL.DIR.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
WAALER ROSE			negativa		negativa
WIDAL-WRIGHT		WW			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	1 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	AGGL.DIR.				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
Tifo Antigene O					
Tifo Antigene H					
Paratifo A Antigene O					
Paratifo B Antigene O					
Paratifo A Antigene H					
Paratifo B Antigene H					
Brucella					
soggetti negativi		0	1:40	0	1:40
soggetti sospetti		1:40	1:80	1:40	1:80
soggetti positivi			>1:80		>1: 80
XANTHIUM COMUNE		XANT			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
XANTHIUM COMUNE					
SINDROME DI MARTIN-BELL O X FRAGILE		XFRA			
<i>ETICHETTA</i>	X FRAGILE				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	-----	<i>IN SERVICE</i>	citogenetica Baldi		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	15 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	PCR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
SINDROME DI MARTIN-BELL O X FRAGILE					
XILOSEMIA		XIL			
<i>ETICHETTA</i>	Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BAINALISI TRE		
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni				
<i>METODOLOGIA</i>	COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>					
		MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
xilosio sierico	mg/dl		> 30		> 30

Vademecum - Elenco Prestazioni

prova prest		XXX				
<i>ETICHETTA</i>						
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	-----	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
PROVA NUOVO			20	20	20	
PROVA NUOVO 2			40	40	40	
PROVA NUOVO 3			60	60	60	
PROVA NUOVO 4			80	80	80	
RICERCA YERSINIA SU FECI		YER				
<i>ETICHETTA</i>		ES.COLTUR.DELLE FECI				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMGV--	<i>IN SERVICE</i>				
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	6 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ricerca yersinia su feci				negativo		negativo
YORK FOODSCAN 113 ALIMENTI		YO113				
<i>ETICHETTA</i>		Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	13 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>						
<i>PREPARAZIONE</i>		sospendere i farmaci contenenti cortisone o steroidi ed antistaminici per almeno 48 ore prima del test.				
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
vedi modulo accluso	U/ ml					
ZANZARA		ZANZ				
<i>ETICHETTA</i>		Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	L-M-V--	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	8 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>		EIA				
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ZANZARA						
ZINCO		ZIN				
<i>ETICHETTA</i>		Etichette Sangue Venoso				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BAINALISI TRE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>		COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ZINCO EMATICO	microg/dl		50	150	50	150
ZINCO PROTOPORFIRINE		ZPRO				
<i>ETICHETTA</i>		ZINCOPROTOPORFIRINE				
<i>GIORNI INIZIO DOSAGGIO:</i>	LMMG---	<i>IN SERVICE</i>	BIANALISI DUE			
<i>RISPOSTA DOPO:</i>	9 giorni					
<i>METODOLOGIA</i>		COLOR				
<i>PREPARAZIONE</i>						
			MIN UOMO	MAX UOMO	MIN DONNE	MAX DONNE
ZINCO PROTOPORFIRINE	microg/gr di hb			<2.5		<2.5
soggetti esposti	gr di hb			<12		<12